



2018/9/13修正A

機種名／品名		AL-B (AL-BS)				ページ	XQY- ST13B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-ST02-001	ALストレッチャー用 背上げマットレス	1	枚	1		
	X-ST02-031	ALストレッチャー用 背上げマットレス(小児用)	1	枚	1		小児用
3	X-ST21-001	AL固定用 φ150mmダブルロックキャスタセット(軸φ19) ↑ ②取付用ボルトセット が付属します。	1	個	4		
	X-ST21-002	AL固定用 キャスタ取付用ボルトセット ↑ M6×35ボタンキャップボルト:1本、M6平ワッシャー:2枚、M6SW:2枚、M6袋ナット:1個	1	本	4		
6	X-PA03-022	M8×15 ノブボルト ↑ ガートル棒収納部(ストレッチャー下面)の固定用	1	個	1		
	X-PA03-023	M8×20 ノブボルト ↑ ガートル棒使用時(ストレッチャー前と後)の固定用	1	個	2		
8	X-PX03-001	鉄一本物ガートル棒	1	本	1		
9	X-PA01-101	6分用中栓 ↑ 鉄一本物ガートル棒の下端キャップ	1	個	1		黒
25	X-PX03-053	前方ガートル架受け金具(φ25用) ↑ ⑦ノブボルト、対辺5mm サービス六角レンチ が付属します。	1	個	1		
	X-PA03-022	M8×15 ノブボルト ↑ ⑤前方ガートル架受け金具(ストレッチャー前)の固定用	1	個	1		⑥と共通
注記							