

| | | | |
|--------|----------------------|-----|------------|
| 機種名／品名 | ストレッチャー用 キャスタ | ページ | XQY- ST21A |
|--------|----------------------|-----|------------|

ダブルロックキャスタ

[A] Φ19mm軸 Φ150mm輪

① 鉄製 樹脂製

[B] Φ22mm軸 Φ150mm輪

③ 鉄製 樹脂製

[C] Φ22mm軸 Φ125mm輪

⑥ ステンレス

①、③キャスタ は購入時期により仕様（鉄製・樹脂製）が異なりますが、互換性あります。

樹脂製：廃盤

トータルロックキャスタ

⑫ボルト→ヒンジピンに変更 2018年11月頃～

上から見て右側にU字パイプがある方が頭側となります。

上から見て左側にU字パイプがある方が足側となります。

足側（クランクハンドル側）の左側キャスタのみ 旋回ロック機能付き

| (7) | | 2018/11/2修正B | | | | | |
|--------|----------------------|--|-----------------------------------|-------|------|------|------------|
| 機種名／品名 | ストレッチャー用 キャスタ | | | | | ページ | XQY- ST21B |
| 番号 | 品番 | 品名 | 注文単位 | 一台使用数 | 見積価格 | 標準納期 | 備考 |
| 1 | X-ST21-001 | AL固定用 Φ150mmダブルロックキャスタセット(軸φ19) | 1 | 個 | 4 | | 鉄製 |
| | | ↑ ②取付用ボルトセット が付属します。 | | | | | |
| 2 | X-ST21-002 | AL固定用 キャスタ取付用ボルトセット | 1 | 本 | 4 | | |
| | | ↑ M6×35ボタンキャップボルト:1本、M6平ワッシャー:2枚、M6SW:2枚、M6袋ナット:1個 | | | | | |
| 3 | X-ST21-003 | AL-UD用 Φ150mmダブルロックキャスタセット(軸φ22) | 1 | 個 | 4 | | 鉄製 |
| | | ↑ ④取付用ボルトセット が付属します。 | | | | | |
| 4 | X-ST21-004 | AL-UD用 キャスタ取付用ボルトセット | 1 | 本 | 4 | | |
| | | ↑ M6×40ボタンキャップボルト:1本、M6平ワッシャー:2枚、M6SW:2枚、M6袋ナット:1個 | | | | | |
| 5 | X-ST21-005 | AL-UD用 キャスタケースキャップ | 1 | 個 | 4 | | グレー |
| | 6 | X-ST21-006 | ストレッチャー用 Φ125mmステンレスダブルロックキャスタセット | 1 | 個 | 4 | |
| | | ↑ ④取付用ボルトセット が付属します。 | | | | | |
| 7 | X-ST21-007 | ストレッチャー用 キャスタ取付用ステンレスボルトセット | 1 | 本 | 4 | | ステンレス |
| | | ↑ M6×40ボタンキャップボルト:1本、M6平ワッシャー:2枚、M6SW:2枚、M6袋ナット:1個 | | | | | |
| 10 | X-ST21-010 | AL-TUD用 キャスタケースキャップ | 1 | 個 | 4 | | グレー |
| | 11 | X-ST21-011 | AL-TUD用 トータルロックレバー ノブ玉セット | 1 | 個 | 2 | |
| | | ↑ ノブ玉(赤φ30mm)、パイプカラー(購入時期により使用しない場合あり)、M8平ワッシャー、M8SWのセット | | | | | |
| 12 | X-ST21-012 | AL-TUD用 トータルロック連結ボルトセット | 1 | 本 | 2 | | |
| | | ↑ M5×30ボタンキャップボルト:1本、M5SW:2枚、M5爪付袋ナット:1個 φ5mmヒンジピン、E形止め | | | | | |
| 13 | X-ST21-013 | AL-TUD用 トータルロック U型ペダルセット (頭側) | 1 | 個 | 1 | | |
| | | ↑ U型ペダル(頭側)、⑪ノブ玉セット、⑫連結ボルトセットが付属します。 | | | | | |
| 13 | X-ST21-023 | AL-TUD用 トータルロック U型ペダルセット (足側) | 1 | 個 | 1 | | |
| | | ↑ U型ペダル(足側)、⑪ノブ玉セット、⑫連結ボルトセットが付属します。 | | | | | |
| 14 | X-ST21-014 | AL-TUD用 トータルロック連結バーセット | 1 | 本 | 1 | | |
| | | ↑ 連結バー、⑫ボルトセット:2セット、⑮保護チューブが付属します。 | | | | | |
| 15 | X-ST21-015 | AL-TUD用 トータルロック連結バー 保護チューブ | 1 | 本 | 1 | | |
| 16 | X-ST21-016 | AL-TUD用 トータルロック支点六角棒 | 1 | 本 | 2 | | |
| 17 | X-ST21-017 | AL-TUD用 Φ150mmトータルロックキャスタセット | 1 | 個 | 3 | | |
| | | ↑ ⑩取付用ボルトセット が付属します。 | | | | | |
| 17 | X-ST21-027 | AL-TUD用 Φ150mmトータルロックキャスタ(旋回ロック)セット | 1 | 個 | 1 | | |
| | | ↑ ⑩取付用ボルトセット が付属します。 | | | | | |
| 18 | X-ST21-018 | AL-TUD用 Φ150mmトータルロックキャスタ取付用ボルトセット | 1 | 本 | 4 | | |
| 注記 | | | | | | | |