

9

アシストストレッチャー
取扱説明書

保存用

目次

MATSUNAGA

図は椅子型担架時

2018/8/9修正A

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-ST38-001	アシストストレッチャー用 グリップ部滑り止めゴムセット ↑ 固定用のピン、ボルトが付属します。 A式担架用と共通です。(X-ST34-001)	1	個	2		
3	X-ST38-003	アシストストレッチャー用 4インチソリッドキャスタ輪(ボルト付セット) ↑ 専用ボルト(M6×65ボタンキャップ)、カラー、平ワッシャー、ナットが付属します。 A式担架用と共通です。(X-ST34-003)	1	個	2		
4	X-PA03-010	セフティーロック(黒) ↑ 通常、右側フレームに取り付けます。ただし、仕様により左側の場合もあります。	1	個	1		
5	X-ST38-005	アシストストレッチャー用 パイプ保護キャップ(φ20用)	1	個	200		
7	X-PX01-007	一本物自動車ベルト	1	本	2		
8	X-ST38-008	アシストストレッチャー用 レッグ部ワンタッチプラスチックベルト	1	本	2		
9	X-ST38-009	アシストストレッチャー 取扱説明書 ↑ ホームページのダウンロードサービス(無料)をご活用ください。	1	冊	1		

注記