



2018/1/16修正A

機種名 / 品名	鉄タックルブレーキ					ページ	XQY- PB01B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-PB01-001L	L型鉄タックルブレーキ(左)	1	個	1		カタログ (B)
	X-PB01-001R	L型鉄タックルブレーキ(右)	1	個	1		
		左右あり、が付属します					
2	X-PB01-002	L型鉄タックルブレーキ 固定ボルト(2本セット)	1	個	2		2本セット
3	X-PB01-003L	キャリパー用鉄タックルブレーキ(左)	1	個	1		カタログ (C)
	X-PB01-003R	キャリパー用鉄タックルブレーキ(右)	1	個	1		
		左右あり、が付属します					
4	X-PB01-004	キャリパー用鉄タックルブレーキ アジャスト	1	個	2		
5	X-PB01-005	キャリパー用鉄タックルブレーキ ワイヤ固定部(ダルマ)	1	個	2		
6	X-PB01-006L	平型鉄タックルブレーキ(左)	1	個	1		カタログ (A)
	X-PB01-006R	平型鉄タックルブレーキ(右)	1	個	1		が付属します
	X-PB01-026L	平型鉄タックルブレーキ【ドラム車輪用】(左)	1	個	1		ドラム用
	X-PB01-026R	平型鉄タックルブレーキ【ドラム車輪用】(右)	1	個	1		が付属します
	X-PB01-027L	平型鉄タックルブレーキ【立ち止まり君用】(左)	1	個	1		立ち止まり君用
	X-PB01-027R	平型鉄タックルブレーキ【立ち止まり君用】(右)	1	個	1		が付属します
7	X-PB01-007	平型タックルブレーキ 固定ボルト(ドラム無車輪用)(2本セット)	1	個	2		2本セット
8	X-PB01-008	平型タックルブレーキ 固定ボルト(ドラム車輪用)(2本セット)	1	個	2		2本セット
9	X-PB01-009	平型タックルブレーキ 固定ボルト(20mm幅出用)(2本セット)	1	個	2		2本セット
10	X-PB01-010L	介助型鉄タックルブレーキ(左)	1	個	1		カタログ (D)
	X-PB01-010R	介助型鉄タックルブレーキ(右)	1	個	1		
		左右あり、が付属します。CM-73に使用する場合は、ボルト・ワッシャーは使用せず、SWとナットで固定してください。					
11	X-PB01-011	介助型タックルブレーキ 固定ボルトセット(MW-20F用)(2本セット)	1	個	2		2本セット
12	X-PB01-012	介助型タックルブレーキ 固定ボルトセット(CM-73用)(2個セット)	1	個	2		2本セット
13	X-PB01-013	鉄タックルブレーキ用にぎりゴム	1	個	2		
14	X-PB01-014L	鉄タックルブレーキ用カバー(左)	1	個	1		ボルト付
	X-PB01-014R	鉄タックルブレーキ用カバー(右)	1	個	1		
15	X-PB01-015L	L型タックル 平型タックル変換プレートセット(左)	1	枚	1		ボルト付
	X-PB01-015R	L型タックル 平型タックル変換プレートセット(右)	1	枚	1		
16	X-PB01-016	平型タックル調整範囲拡幅プレートセット	1	枚	2		ボルト付
注記							