



2018/5/17修正B

機種名/品名		鉄タックルブレーキ	ページ	XQY- PB01B	
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数 見積価格 標準納期 備考	
1	X-PB01-001L	L型鉄タックルブレーキ(左)	1 個	1	カタログ (B)
	X-PB01-001R	L型鉄タックルブレーキ(右)	1 個	1	②、⑬が付属します
2	X-PB01-002	L型鉄タックルブレーキ 固定ボルト(2本セット)	1 個	2	2本セット
3	X-PB01-003L	キャリパー用鉄タックルブレーキ(左)	1 個	1	カタログ (C)
	X-PB01-003R	キャリパー用鉄タックルブレーキ(右)	1 個	1	⑦、⑬が付属します
4	X-PB01-004	キャリパー用鉄タックルブレーキ アジャスト	1 個	2	
5	X-PB01-005	キャリパー用鉄タックルブレーキ ワイヤー固定部(ダルマ)	1 個	2	
6	X-PB01-006L	平型鉄タックルブレーキ(左)	1 個	1	カタログ (A)
	X-PB01-006R	平型鉄タックルブレーキ(右)	1 個	1	⑦、⑬が付属します
	X-PB01-046L	低床用平型鉄タックルブレーキ(左)	1 個	1	
	X-PB01-046R	低床用平型鉄タックルブレーキ(右)	1 個	1	⑦、⑬が付属します
	X-PB01-026L	平型鉄タックルブレーキ【ドラム車輪用】(左)	1 個	1	ドラム用
	X-PB01-026R	平型鉄タックルブレーキ【ドラム車輪用】(右)	1 個	1	⑧、⑬が付属します
	X-PB01-036L	低床用平型鉄タックルブレーキ【ドラム車輪用】(左)	1 個	1	低床 ドラム用
	X-PB01-036R	低床用平型鉄タックルブレーキ【ドラム車輪用】(右)	1 個	1	⑧、⑬が付属します
	X-PB01-027L	平型鉄タックルブレーキ【立ち止まり君用】(左)	1 個	1	立ち止まり君用
	X-PB01-027R	平型鉄タックルブレーキ【立ち止まり君用】(右)	1 個	1	⑨、⑬が付属します
7	X-PB01-037L	低床用平型鉄タックルブレーキ【立ち止まり君用】(左)	1 個	1	低床 立ち止まり君用
	X-PB01-037R	低床用平型鉄タックルブレーキ【立ち止まり君用】(右)	1 個	1	⑨、⑬が付属します
7	X-PB01-007	平型タックルブレーキ 固定ボルト(ドラム無車輪用)(2本セット)	1 個	2	2本セット
8	X-PB01-008	平型タックルブレーキ 固定ボルト(ドラム車輪用)(2本セット)	1 個	2	2本セット
9	X-PB01-009	平型タックルブレーキ 固定ボルト(20mm幅出用)(2本セット)	1 個	2	2本セット
10	X-PB01-010L	介助型鉄タックルブレーキ(左)	1 個	1	カタログ (D)
	X-PB01-010R	介助型鉄タックルブレーキ(右)	1 個	1	
		↑ 左右あり ⑪、⑬が付属します。CM-73に使用する場合は、ボルト・ワッシャーは使用せず、SWとナットで固定してください。			
11	X-PB01-011	介助型タックルブレーキ 固定ボルトセット(MW-20F用)(2本セット)	1 個	2	2本セット
12	X-PB01-012	介助型タックルブレーキ 固定ボルトセット(CM-73用)(2個セット)	1 個	2	2本セット
13	X-PB01-013	鉄タックルブレーキ用にぎりゴム	1 個	2	
14	X-PB01-014L	鉄タックルブレーキ用カバー(左)	1 個	1	ボルト付
	X-PB01-014R	鉄タックルブレーキ用カバー(右)	1 個	1	
15	X-PB01-015L	L型タックル→平型タックル変換プレートセット(左)	1 枚	1	ボルト付
	X-PB01-015R	L型タックル→平型タックル変換プレートセット(右)	1 枚	1	
16	X-PB01-016	平型タックル調整範囲拡幅プレートセット	1 枚	2	ボルト付