



機種名/品名	ミニタックルブレーキ	ページ	XQY- PB02A
--------	------------	-----	------------

ブレーキカバーの色は四種類、ブレーキにぎりゴムの色は二種類あります。ご使用機種をご確認ください。
 ・ミニタックルブレーキ:カバー水色 ・OSシリーズ用タックルブレーキ:カバー紺色 ブレーキにぎりゴム④:
 ・ミニFBタックルブレーキ:カバー薄紫色 ・一部機種 タックルブレーキ:カバー黒色 黒またはオレンジ(橙)




標準用
170mm
のみ

※注意※
⑮ブレーキ棒のみ
交換する場合

ブレーキ棒が曲がったり
している場合は、
ブレーキ本体(内部)が
破損している可能性
があります。必ず
ブレーキ本体の破損が
無いことを
確認してください。

なお、外す際は接着剤
が付いているため、
根元(ボルト)を
加熱すると
外しやすくなります。





① 2018/1/12修正A

機種名/品名		ミニタックルブレーキ				ページ	XQY- PB02B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-PB02-001L	ミニタックルブレーキ(カバー水色) (左)	1	個	1		レバー長 170mm
	X-PB02-001R	ミニタックルブレーキ(カバー水色) (右)	1	個	1		カタログ (G)
	X-PB02-021L	ミニFBタックルブレーキ(カバー薄紫色) (左)	1	個	1		レバー長 170mm
	X-PB02-021R	ミニFBタックルブレーキ(カバー薄紫色) (右)	1	個	1		カタログ (H)
2	X-PB02-002	ミニタックル固定プレート	1	枚	2		
3	X-PB02-003	ミニタックル固定ボルト(2本セット)	1	個	2		2本セット
4	X-PB02-004	ミニタックルブレーキ用にぎりゴム(黒)	1	個	1		
	X-PB02-024	ミニタックルブレーキ用にぎりゴム(オレンジ)	1	個	1		
5	X-PB02-005L	着脱用ミニタックルブレーキ(カバー水色) (左)	1	個	1		レバー長 95mm
	X-PB02-005R	着脱用ミニタックルブレーキ(カバー水色) (右)	1	個	1		カタログ (O)
	X-PB02-025L	着脱用ミニFBタックルブレーキ(カバー薄紫色) (左)	1	個	1		レバー長 95mm
	X-PB02-025R	着脱用ミニFBタックルブレーキ(カバー薄紫色) (右)	1	個	1		カタログ (P)
	X-PB02-105L	着脱用ミニタックルブレーキ(カバー水色・にぎりオレンジ) (左)	1	個	1		レバー長 95mm
	X-PB02-105R	着脱用ミニタックルブレーキ(カバー水色・にぎりオレンジ) (右)	1	個	1		にぎりゴム:オレンジ
6	X-PB02-125L	着脱用ミニFBタックルブレーキ(カバー薄紫色・にぎりオレンジ) (左)	1	個	1		レバー長 95mm
	X-PB02-125R	着脱用ミニFBタックルブレーキ(カバー薄紫色・にぎりオレンジ) (右)	1	個	1		にぎりゴム:オレンジ
	X-PB02-006L	跳ね上げ用ミニタックルブレーキ(カバー水色) (左)	1	個	1		レバー長 95mm
	X-PB02-006R	跳ね上げ用ミニタックルブレーキ(カバー水色) (右)	1	個	1		カタログ (M)
	X-PB02-026L	跳ね上げ用ミニFBタックルブレーキ(カバー薄紫色) (左)	1	個	1		レバー長 95mm
	X-PB02-026R	跳ね上げ用ミニFBタックルブレーキ(カバー薄紫色) (右)	1	個	1		カタログ (N)
注記							

機種名/品名	ミニタックルブレーキ	ページ	XQY- PB02C
--------	------------	-----	------------

ブレーキカバーの色は四種類、ブレーキにぎりゴムの色は二種類あります。ご使用機種をご確認ください。
 ・ミニタックルブレーキ:カバー水色 ・OSシリーズ用タックルブレーキ:カバー紺色 ブレーキにぎりゴム④:
 ・ミニFBタックルブレーキ:カバー薄紫色 ・一部機種 タックルブレーキ:カバー黒色 黒またはオレンジ(橙)




④にぎりゴムは付属しません。

標準用
170mm
のみ

※注意※
⑮ブレーキ棒のみ
交換する場合

ブレーキ棒が曲がったりしている場合は、ブレーキ本体(内部)が破損している可能性があります。必ずブレーキ本体の破損が無いことを確認してください。

なお、外す際は接着剤が付いているため、根元(ボルト)を加熱すると外しやすくなります。



① 2018/8/1修正C

機種名/品名		ミニタックルブレーキ		ページ	XQY- PB02D		
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
7	X-PB02-007L	幅狭用ミニタックルブレーキ(カバー水色) (左)	1 個	1			レバー長 95mm
	X-PB02-007R	幅狭用ミニタックルブレーキ(カバー水色) (右)	1 個	1			
9	X-PB02-009	ミニタックル用 10mm幅出部品セット(ボルト2本付)	1 個	2			⑯が付属します
10	X-PB02-010	ミニタックル用 20mm幅出部品セット(ボルト2本付)	1 個	2			⑰が付属します
11	X-PB02-011	ミニタックル用 40mm幅出部品セット(ボルト2本付)	1 個	2			⑱が付属します
12	X-PB02-012L	跳ね上げ用ミニタックルブレーキ(カバー水色)10mm幅出しセット (左)	1 個	1			にぎりゴム:黒 ボルト付
	X-PB02-012R	跳ね上げ用ミニタックルブレーキ(カバー水色)10mm幅出しセット (右)	1 個	1			
	X-PB02-022L	跳ね上げ用ミニFBタックルブレーキ(カバー薄紫色)10mm幅出しセット (左)	1 個	1			
	X-PB02-022R	跳ね上げ用ミニFBタックルブレーキ(カバー薄紫色)10mm幅出しセット (右)	1 個	1			にぎりゴム:橙 ボルト付
	X-PB02-112L	跳ね上げ用ミニタックルブレーキ(カバー水色・にぎりオレンジ)10mm幅出しセット (左)	1 個	1			
	X-PB02-112R	跳ね上げ用ミニタックルブレーキ(カバー水色・にぎりオレンジ)10mm幅出しセット (右)	1 個	1			
	X-PB02-122L	跳ね上げ用ミニFBタックルブレーキ(カバー薄紫色・にぎりオレンジ)10mm幅出しセット (左)	1 個	1			
X-PB02-122R	跳ね上げ用ミニFBタックルブレーキ(カバー薄紫色・にぎりオレンジ)10mm幅出しセット (右)	1 個	1				
13	X-PB02-013L	幅狭用ミニタックルブレーキ(カバー水色)10mm幅出しセット (左)	1 個	1			
	X-PB02-013R	幅狭用ミニタックルブレーキ(カバー水色)10mm幅出しセット (右)	1 個	1			
15	X-PB02-015	ミニタックル用 標準ブレーキ棒のみ(ボルト付)	1 本	2			170mm用
16	X-PB02-016	ミニタックル固定ボルト 10mm幅出用(2本セット)	1 個	2			2本セット
17	X-PB02-017	ミニタックル固定ボルト 20mm幅出用(2本セット)	1 個	2			2本セット
18	X-PB02-018	ミニタックル固定ボルト 40mm幅出用(2本セット)	1 個	2			2本セット
19	X-PB02-019	ミニタックル用 15mm幅出部品セット(ボルト2本付)	1 個	2			⑳が付属します
20	X-PB02-020	ミニタックル固定ボルト 15mm幅出用(2本セット)	1 個	2			2本セット
注記							