



機種名 / 品名		制動用ブレーキ				ページ	XQY- PB04B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数			備考
1	X-PB04-001L	制動用ブレーキレバー [Aタイプ] (左)	1	個	1		「APSE」ロゴ
	X-PB04-001R	制動用ブレーキレバー [Aタイプ] (右)	1	個	1		
2	---	制動用ブレーキレバー [Bタイプ] (左)	4	個	4		「LEECHI」ロゴ 廃盤
	---	制動用ブレーキレバー [Bタイプ] (右)	4	個	4		
AR-901,AR-911S,REM-101,REM-1000に使用しています(2015年4月頃まで)。現在はAPSEロゴに統一しています。							
3	X-PB04-003L	制動用ブレーキレバー (直引きタイプ) (左)	1	個	1		
	X-PB04-003R	制動用ブレーキレバー (直引きタイプ) (右)	1	個	1		
4	X-PB04-004	レバー用セーフティーキャップ	1	個	2		左右共通
5	X-PA04-016	ワイヤー案内止め	1	個	2		
6	X-PB04-006	六角ワイヤーアジャスト	1	個	2		ナット付
7	X-PB04-007	ドラムハブ用パネ	1	本	2		
9	X-PB04-008	丸頭ワイヤー止め(ダルマ)	1	個	2		
	X-PB04-009	ワイヤー先端アルミ管	1	個	2		
	X-PB04-009-10	ワイヤー先端アルミ管 10個セット	1	個	-		
	X-PB04-009-100	ワイヤー先端アルミ管 100個セット	1	個	-		
10	X-PB04-010	キャリパー用ロングワイヤーアジャスト(平板用)	1	個	2		ナット付
11	X-PB04-011	キャリパー用ロングワイヤーアジャスト(パイプ用)	1	個	2		ナット付
注記							