



2018/1/16修正B

機種名 / 品名		6インチソリッドキャスタ			ページ	XQY- PC03B	
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-PC03-001	平Wパッキン式 6インチソリッドキャスタ	1 個	2			
2	X-PC03-002	おわんパッキン式 6インチソリッドキャスタ	1 個	2			
3	X-PC03-003	シャフト式 6インチソリッドキャスタ	1 個	2			
4	X-PC01-004	平Wパッキンセット	1 個	2			
5	X-PC01-005	おわんパッキンセット	1 個	2			
6	X-PC01-006	パイプカラーセット	1 個	2			長さ 53mm
7	X-PC01-007	ネジ式キャスタケースキャップ	1 個	2			
8	X-PC01-008	パイプカラーセット + ネジ式キャスタケースキャップ セット	1 個	2			、 のセット
9	X-PC03-009	6インチソリッドキャスタ Aセット	1 個	2			、 のセット
		シャフト式 6インチソリッドキャスタ + パイプカラーセット					
10	X-PC03-010	6インチソリッドキャスタ Bセット	1 個	2			、 のセット
		シャフト式 6インチソリッドキャスタ + パイプカラーセット + ネジ式キャスタケースキャップセット					
12	X-PC01-012	キャスタ固定部品 Cセット	1 個	2			
13	X-PC03-013	6インチソリッドキャスタ Cセット	1 個	2			、 のセット
		シャフト式 6インチソリッドキャスタ + キャスタ固定部品Cセット					
14	X-PC03-014	ショートシャフト式 6インチソリッドキャスタ		2			
15	X-PC01-015	ショートパイプカラー + ネジ式キャスタケースキャップ セット	1 個	2			も含む
16	X-PC03-016	6インチソリッドキャスタ Dセット	1 個	2			、 のセット
		ショートシャフト式 6インチソリッドキャスタ + ネジ式キャスタケースキャップセット					
17	X-PC03-017	シャフト式 6インチフォーク	1 個	2			
	X-PC03-018	6インチキャスタ輪用ボルトセット	1 本	2			標準フォーク用
18	X-PC03-028	ボルト1本(M6×65)、ワッシャー2枚、ナット1個 6インチキャスタ輪アジャスタブル用ボルトセット	1 本	2			アジャスタブルフォーク用
		ボルト1本(M6×67)、ワッシャー2枚、ナット1個					
19	X-PC03-019	6インチキャスタ輪用カラー (2個セット)	1 個	2			2個セット
21	X-PC03-021	ショートシャフト式 6インチフォーク	1 個	2			
22	X-PC03-022	6インチソリッドキャスタ輪 (ボルト付セット)	1 個	2			(65mm)、付
	X-PC03-032	6インチソリッドキャスタ輪 (アジャスタブル用ボルト付セット)	1 個	2			(67mm)、付
23	X-PC01-023	キャスタ輪用ベアリング	1 個	4			608ZZ、一輪に2個必要
24	X-PC03-024	おわんパイプカラーセット	1 個	2			おわん、長さ 53mm
25	X-PC03-025	6インチソリッドキャスタ Eセット	1 個	2			、 (24)のセット
		シャフト式 6インチソリッドキャスタ + おわんパイプカラーセット					
備考							