


機種名 / 品名	12×1-3/8 車輪(スポークタイプ)	ページ	XQY- PD03A
----------	----------------------	-----	------------



図は参考のため、スポーク数、スポークの張り方等は現物と異なる場合があります。

機種名 / 品名		12×1-3/8 車輪(スポークタイプ)			ページ	XQY- PD03B	
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	---	12×1-3/8 車輪(スポークタイプ)完成	---	---	---		設定無
	X-PD03-021L-()	12×1-3/8 ドラム車輪完成(左) アルミハブ仕様	1	本	1		ワイヤー無
	X-PD03-021R-()	12×1-3/8 ドラム車輪完成(右) アルミハブ仕様	1	本	1		
	()内には固定方法の種類が入ります。		ドラム式の場合は、種類(車輪説明のページ[PD01]参照)、または機種名をお知らせください。固定用部品(ナットなど)が付属します。				
2	X-PD03-002	12×1-3/8 タイヤのみ	1	本	2		
3	X-PD03-003	12×1-3/8 チューブのみ	-	-	-		設定無
4	X-PD03-004	12×1-3/8 フラップのみ	1	本	2		
5	X-PD03-005	12×1-3/8 チューブ+フラップセット	1	本	2		、 のセット
		スーパーバルブセットが付属します。					
6	X-PD03-006	12×1-3/8 タイヤ+チューブ+フラップセット	1	本	2		、 、 のセット
		スーパーバルブセットが付属します。					
7	X-PD02-007	バルブキャップ(青)	1	個	2		
8	X-PD02-008	バルブキャップ(黒)	1	個	2		
9	---	トップナット	-	-	-		セットでの販売となります
10	X-PD02-010	スーパーバルブ	1	個	2		キャップ(青)付
11	X-PD02-011	虫ゴムバルブ	1	個	2		キャップ(黒)付
12	---	リムナット	-	-	-		セットでの販売となります
13	X-PD02-013	スーパーバルブセット	1	個	2		、 、 、 のセット
14	X-PD02-014	虫ゴムバルブセット	1	個	2		、 、 、 のセット
15	X-PD01-007	車輪固定ナットセット	1	個	2		
		スプリングワッシャー、ワッシャー、ナットの三点セットです。					
注記							