



機種名 / 品名		<b>16×1-3/8 車輪(樹脂タイプ)</b>				ページ	XQY- PD07B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-PD07-001	16×1-3/8 車輪(樹脂タイプ)完成 スプリングワッシャー、ワッシャー、ナットが付属します。	1	本	2		
	X-PD07-021L-( )	16×1-3/8 ドラム車輪(樹脂タイプ)完成(左)	1	本	1		ワイヤー無
	X-PD07-021R-( )	16×1-3/8 ドラム車輪(樹脂タイプ)完成(右)	1	本	1		
	( )内には固定方法の種類が入ります。	ドラム式の場合は、種類(車輪説明のページ【PD01】参照)、または機種名をお知らせください。 固定用部品(ナットなど)が付属します。					
2	X-PD07-002	16×1-3/8 タイヤのみ	1	本	2		
3	---	16×1-3/8 チューブのみ	-	-	-		設定無
	X-PD07-005	16×1-3/8 チューブ+スーパーバルブ セット	1	本	2		、 のセット
4	---	16×1-3/8 フラップのみ	-	-	-		設定無
		樹脂ホイールの場合、フラップは不要です。					
6	X-PD07-006	16×1-3/8 タイヤ+チューブセット スーパーバルブセットが付属します。フラップは付属しません。(樹脂ホイールの場合は使用しません。)	1	本	2		、 のセット
	X-PD02-007	バルブキャップ(青)	1	個	2		
8	X-PD02-008	バルブキャップ(黒)	1	個	2		
9	---	トップナット	-	-	-		セットでの販売となります
10	X-PD02-010	スーパーバルブ	1	個	2		キャップ(青)付
11	X-PD02-011	虫ゴムバルブ	1	個	2		キャップ(黒)付
12	---	リムナット	-	-	-		セットでの販売となります
13	X-PD02-013	スーパーバルブセット	1	個	2		、 、 、 のセット
14	X-PD02-014	虫ゴムバルブセット	1	個	2		、 、 、 のセット
15	X-PD01-007	車輪固定ナットセット スプリングワッシャー、ワッシャー、ナットの三点セットです。	1	個	2		
	X-PD04-016	樹脂ホイール用キャップ	1	個	2		
注記							