



※ 図は参考のため、スポーク数、スポークの張り方等は現物と異なる場合があります。

2018/11/6修正F

機種名／品名		18×1-3/8 車輪				ページ	XQY- PD08B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-PD08-001	18×1-3/8 車輪完成	1	本	2		
		↑ ⑮ スプリングワッシャー、ワッシャー、ナットが付属します。					
	X-PD08-021L-()	18×1-3/8 ドラム車輪完成(左)	1	本	1		ワイヤー無
	X-PD08-021R-()	18×1-3/8 ドラム車輪完成(右)	1	本	1		
	()内には固定方法の種類が入ります。	ドラム式の場合は、種類(車輪説明のページ【PD01】参照)、または機種名をお知らせください。					
		↑ 固定用部品(ナットなど)が付属します。					
2	X-PD08-002	18×1-3/8 タイヤのみ	1	本	2		
3	---	18×1-3/8 チューブのみ	-	-	-		設定無
4	X-PD08-004	18×1-3/8 フラップのみ	1	本	2		
5	X-PD08-005	18×1-3/8 チューブ+フラップセット	1	本	2		③、④のセット
		↑ ⑬スーパーバルブセットが付属します。					
	X-PD08-095	18×1-3/8 チューブ+フラップセット 虫ゴム	1	本	2		③、④のセット
		↑ ⑭虫ゴムバルブセットが付属します。					
6	X-PD08-006	18×1-3/8 タイヤ+チューブ+フラップセット	1	本	2		②、③、④のセット
		↑ ⑬スーパーバルブセットが付属します。					
	X-PD08-096	18×1-3/8 タイヤ+チューブ+フラップセット 虫ゴム	1	本	2		②、③、④のセット
		↑ ⑭虫ゴムバルブセットが付属します。					
7	X-PD02-007	バルブキャップ(青)	1	個	2		
8	X-PD02-008	バルブキャップ(黒)	1	個	2		
9	---	トップナット	-	-	-		セットでの販売となります
10	X-PD02-010	スーパーバルブ	1	個	2		⑦キャップ(青)付
11	X-PD02-011	虫ゴムバルブ	1	個	2		⑧キャップ(黒)付
12	---	リムナット	-	-	-		セットでの販売となります
13	X-PD02-013	スーパーバルブセット	1	個	2		⑦、⑨、⑩、⑫のセット
14	X-PD02-014	虫ゴムバルブセット	1	個	2		⑧、⑨、⑪、⑫のセット
15	X-PD01-007	車輪固定ナットセット	1	個	2		
		↑ スプリングワッシャー、ワッシャー、ナットの三点セットです。					
17	X-PD08-017	18インチ爪間25mm 樹脂ハンドリム	1	本	2		
		↑ ⑯樹脂ハンドリム用ボルトセット(4本セット)は別売りとなります。					
18	X-PD08-018	樹脂ハンドリム用ボルトセット(4本セット)	1	個	2		
		↑ ワッシャー、スプリングワッシャー、袋ナットが付属します。					
注記							