



爪間のご指定、または、機種名をお知らせください。
ハンドリム爪間のご指定が無い場合は、20mmとさせていただきます。

※ 図は参考のため、スポーク数、スポークの張り方等は現物と異なる場合があります。

機種名／品名		20×1 車輪				ページ	XQY- PD09B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-PD09-001	20×1 車輪完成 ↑ ⑮ スプリングワッシャー、ワッシャー、ナットが付属します。	1	本	2		
	X-PD09-021L-3	20×1 ドラム車輪完成 ハブ固定方法:3 (左)	1	本	1		ワイヤー無 ドラムハブ固定方法は 【PD01】をご参照下さい。
	X-PD09-021R-3	20×1 ドラム車輪完成 ハブ固定方法:3 (右) ↑ 固定用部品(ナットなど)が付属します。ハンドリム爪間をご指定下さい。(指定が無い場合は20mmとさせていただきます)	1	本	1		
	2	X-PD09-002	20×1 タイヤのみ	1	本	2	
3	---	20×1 チューブのみ	-	-	-		設定無
4	X-PD10-004	20×1-3/8 フラップのみ ↑ 20×1と共通部品です。	1	本	2		
5	X-PD09-005	20×1 チューブ+フラップセット ↑ ⑬スーパーバルブセットが付属します。	1	本	2		③、④のセット
	X-PD09-095	20×1 チューブ+フラップセット 虫ゴム ↑ ⑭虫ゴムバルブセットが付属します。	1	本	2		③、④のセット
6	X-PD09-006	20×1 タイヤ+チューブ+フラップセット ↑ ⑬スーパーバルブセットが付属します。	1	本	2		②、③、④のセット
	X-PD09-096	20×1 タイヤ+チューブ+フラップセット 虫ゴム ↑ ⑭虫ゴムバルブセットが付属します。	1	本	2		②、③、④のセット
7	X-PD02-007	バルブキャップ(青)	1	個	2		
8	X-PD02-008	バルブキャップ(黒)	1	個	2		
9	---	トップナット	-	-	-		セットでの販売となります
10	X-PD02-010	スーパーバルブ	1	個	2		⑦キャップ(青)付
11	X-PD02-011	虫ゴムバルブ	1	個	2		⑧キャップ(黒)付
12	---	リムナット	-	-	-		セットでの販売となります
13	X-PD02-013	スーパーバルブセット	1	個	2		⑦、⑨、⑩、⑫のセット
14	X-PD02-014	虫ゴムバルブセット	1	個	2		⑧、⑨、⑪、⑫のセット
15	X-PD01-007	車輪固定ナットセット ↑ スプリングワッシャー、ワッシャー、ナットの三点セットです。	1	個	2		
	X-PD09-017	20インチ爪間20mm 樹脂ハンドリム	1	本	2		
17	X-PD09-027	20インチ爪間25mm 樹脂ハンドリム ↑ ⑩樹脂ハンドリム用ボルトセット(4本セット)は別売りとなります。	1	本	2		
	X-PD08-018	樹脂ハンドリム用ボルトセット(4本セット) ↑ ワッシャー、スプリングワッシャー、袋ナットが付属します。	1	個	2		
注記							