



①

2018/2/9修正A

機種名／品名	24×1-3/8 車輪					ページ	XQY- PD13B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-PD13-001	24×1-3/8 車輪完成	1	本	2		
	X-PD13-021L-()	↑ ⑮ スプリングワッシャー、ワッシャー、ナットが付属します。 24×1-3/8 ドラム車輪完成(左)	1	本	1		ワイヤー無
	X-PD13-021R-()	24×1-3/8 ドラム車輪完成(右)	1	本	1		
	()内には固定方法の種類が入ります。	ドラム式の場合は、種類(車輪説明のページ【PD01】参照)、または機種名をお知らせください。 ↑ 固定用部品(ナットなど)が付属します。					
2	X-PD13-002	24×1-3/8 タイヤのみ	1	本	2		
3	---	24×1-3/8 チューブのみ	-	-	-		設定無
4	X-PD13-004	24×1-3/8 フラップのみ	1	本	2		
5	X-PD13-005	24×1-3/8 チューブ+フラップセット ↑ ⑭スーパーバルブセットが付属します。	1	本	2		③、④のセット
6	X-PD13-006	24×1-3/8 タイヤ+チューブ+フラップセット ↑ ⑭スーパーバルブセットが付属します。	1	本	2		②、③、④のセット
7	X-PD02-007	バルブキャップ(青)	1	個	2		
8	X-PD02-008	バルブキャップ(黒)	1	個	2		
9	---	トップナット	-	-	-		セットでの販売となります
10	X-PD02-010	スーパーバルブ	1	個	2		⑦キャップ(青)付
11	X-PD02-011	虫ゴムバルブ	1	個	2		⑧キャップ(黒)付
12	---	リムナット	-	-	-		セットでの販売となります
13	X-PD02-013	スーパーバルブセット	1	個	2		⑦、⑨、⑩、⑫のセット
14	X-PD02-014	虫ゴムバルブセット	1	個	2		⑧、⑨、⑪、⑫のセット
15	X-PD01-007	車輪固定ナットセット ↑ スプリングワッシャー、ワッシャー、ナットの三点セットです。	1	個	2		
17	X-PD13-027	24インチ爪間25mm 樹脂ハンドリム	1	本	2		
18	X-PD08-018	樹脂ハンドリム用ボルトセット(4本セット) ↑ ワッシャー、スプリングワッシャー、袋ナットが付属します。	1	個	2		
注記							