


2019/1/17修正H

機種名／品名		24×1-3/8 車輪				ページ	XQY- PD13B		
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考		
1	X-PD13-001	24×1-3/8 車輪完成	1	本	2				
	X-PD13-001-HB	24×1-3/8 車輪完成 ハイブリッド	1	本	2				
	↑ ⑮ スプリングワッシャー、ワッシャー、ナットが付属します。								
	X-PD13-021L-2BA	24×1-3/8 ドラム車輪完成 タイプ2B-A (左)	1	本	1			ワイヤー無 ドラムハブ固定方法は 【PD01】をご参照下さ い。	
	X-PD13-021R-2BA	24×1-3/8 ドラム車輪完成 タイプ2B-A (右)	1	本	1				
	X-PD13-021L-2BB	24×1-3/8 ドラム車輪完成 タイプ2B-B (左)	1	本	1				
	X-PD13-021R-2BB	24×1-3/8 ドラム車輪完成 タイプ2B-B (右)	1	本	1				
	X-PD13-021L-3A	24×1-3/8 ドラム車輪完成 タイプ3A (左)	1	本	1				
	X-PD13-021R-3A	24×1-3/8 ドラム車輪完成 タイプ3A (右)	1	本	1				
	X-PD13-021L-2BA-HB	24×1-3/8 ドラム車輪完成 タイプ2B-A ハイブリッド(左)	1	本	1				
	X-PD13-021R-2BA-HB	24×1-3/8 ドラム車輪完成 タイプ2B-A ハイブリッド(右)	1	本	1				
	X-PD13-021L-2BB-HB	24×1-3/8 ドラム車輪完成 タイプ2B-B ハイブリッド(左)	1	本	1				
	X-PD13-021R-2BB-HB	24×1-3/8 ドラム車輪完成 タイプ2B-B ハイブリッド(右)	1	本	1				
	X-PD13-021L-3A-HB	24×1-3/8 ドラム車輪完成 タイプ3A ハイブリッド(左)	1	本	1				
X-PD13-021R-3A-HB	24×1-3/8 ドラム車輪完成 タイプ3A ハイブリッド(右)	1	本	1					
↑ 固定用部品(ナットなど)が付属します。									
2	X-PD13-002	24×1-3/8 タイヤのみ	1	本	2				
3	---	24×1-3/8 チューブのみ	-	-	-			設定無	
4	X-PD13-004	24×1-3/8 フラップのみ	1	本	2				
5	X-PD13-005	24×1-3/8 チューブ+フラップセット	1	本	2			③、④のセット	
	↑ ⑬スーパーバルブセットが付属します。								
6	X-PD13-095	24×1-3/8 チューブ+フラップセット 虫ゴム	1	本	2			③、④のセット	
	↑ ⑭虫ゴムバルブセットが付属します。								
7	X-PD13-006	24×1-3/8 タイヤ+チューブ+フラップセット	1	本	2			②、③、④のセット	
	↑ ⑬スーパーバルブセットが付属します。								
8	X-PD13-096	24×1-3/8 タイヤ+チューブ+フラップセット 虫ゴム	1	本	2			②、③、④のセット	
	↑ ⑭虫ゴムバルブセットが付属します。								
9	X-PD02-007	バルブキャップ(青)	1	個	2				
9	X-PD02-008	バルブキャップ(黒)	1	個	2				
9	---	トップナット	-	-	-			セットでの販売となります	
注記									



※ 図は参考のため、スポーク数、スポークの張り方等は現物と異なる場合があります。

機種名／品名		24 × 1-3/8 車輪				ページ	XQY- PD13D
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
10	X-PD02-010	スーパーバルブ	1	個	2		⑦キャップ(青)付
11	X-PD02-011	虫ゴムバルブ	1	個	2		⑧キャップ(黒)付
12	---	リムナット	-	-	-		セットでの販売となります
13	X-PD02-013	スーパーバルブセット	1	個	2		⑦、⑨、⑩、⑫のセット
14	X-PD02-014	虫ゴムバルブセット	1	個	2		⑧、⑨、⑪、⑫のセット
15	X-PD01-007	車輪固定ナットセット ↑ スプリングワッシャー、ワッシャー、ナットの三点セットです。	1	個	2		
17	X-PD13-027	24インチ爪間25mm 樹脂ハンドリム ↑ ⑬樹脂ハンドリム用ボルトセット(4本セット)は別売りとなります。	1	本	2		
18	X-PD08-018	樹脂ハンドリム用ボルトセット(4本セット) ↑ ワッシャー、スプリングワッシャー、袋ナットが付属します。	1	個	2		
注記							