


①は機種によりスイングアウトレバーの色が異なります。
(機種名をご指定いただくか、レバー色をご指定ください)




機種によりフットサポートの種類が異なります。

- ②1
- ②2

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-PG02-001L	樹脂S&E(スイングアウト&エレベーターテイング)ユニット本体【黒レバー】(左)	1	個	1		
	X-PG02-001R	樹脂S&E(スイングアウト&エレベーターテイング)ユニット本体【黒レバー】(右)	1	個	1		
	X-PG02-011L	樹脂S&E(スイングアウト&エレベーターテイング)ユニット本体【オレンジレバー】(左)	1	個	1		
	X-PG02-011R	樹脂S&E(スイングアウト&エレベーターテイング)ユニット本体【オレンジレバー】(右)	1	個	1		
↑ ②、③が取り付けられた状態になります。フットサポートは付属しません。							
2	X-PG02-002	樹脂S&Eパッドセット【小】	1	個	2		④～⑧の組付品
3	X-PG02-003	樹脂S&Eパッド固定金具セット	1	個	2		ボルト付
4	X-PG02-004	ふくらはぎパッド【小】 160×140	1	枚	2		⑥が付属します。
5	X-PG02-005	ふくらはぎパッド調整金具	1	個	2		
6	X-PG02-006	ふくらはぎパッド固定ボルト(4本セット)	1	個	2		
7	X-PG02-007	ふくらはぎパッド回転金具	1	個	2		
8	X-PG02-008	ふくらはぎパッド前後調整プレート(2枚セット)	1	個	2		
9	X-PG02-009	ふくらはぎパッド【大スリム】 240×140	1	枚	2		⑥が付属します。
10	X-PG02-010	ふくらはぎパッド【大】 240×160	1	枚	2		⑥が付属します。
15	X-PF01-023L	三角ナット式φ19. 1用DMタイプフットサポート完成(左)	1	本	1		ポスト(メッキ)
	X-PF01-023R	三角ナット式φ19. 1用DMタイプフットサポート完成(右)	1	本	1		
16	X-PG02-016L	三角ナット式φ19. 1用AJタイプフットサポート【Mサイズ】完成(左)	1	本	1		X-PF06-058Lと同じ、ポスト(黒色)
	X-PG02-016R	三角ナット式φ19. 1用AJタイプフットサポート【Mサイズ】完成(右)	1	本	1		X-PF06-058Rと同じ、ポスト(黒色)
	X-PG02-018L	三角ナット式φ19. 1用AJタイプフットサポート【Lサイズ】完成(左)	1	本	1		X-PF06-057Lと同じ、ポスト(黒色)
	X-PG02-018R	三角ナット式φ19. 1用AJタイプフットサポート【Lサイズ】完成(右)	1	本	1		X-PF06-057Rと同じ、ポスト(黒色)
17	X-PG02-017L	三角ナット式φ19. 1用OJタイプフットサポート【Mサイズ】完成(左)	1	本	1		ポスト(黒色)
	X-PG02-017R	三角ナット式φ19. 1用OJタイプフットサポート【Mサイズ】完成(右)	1	本	1		
	X-PG02-019L	三角ナット式φ19. 1用OJタイプフットサポート【Lサイズ】完成(左)	1	本	1		ポスト(黒色)
	X-PG02-019R	三角ナット式φ19. 1用OJタイプフットサポート【Lサイズ】完成(右)	1	本	1		
21	X-PA92-011	はさまれ注意(縦長)シール	1	枚	2		
22	X-PG02-022	フット・レッグサポート 耐荷重45kgシール	1	枚	2		

注記	
----	--

機種によりスイングアウトレバーの色が異なります。
(機種名をご指定いただくか、レバー色をご指定ください)



機種によりフットサポートの種類が異なります。

①

機種名／品名		樹脂スイングアウト&エレベーターテイク フット・レッグサポート				ページ	XQY- PG02F
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
25	X-PG02-025L	樹脂S&Eユニット完成 DMフットサポート付(左)	1	本	1		スイングアウトレバー 黒色
	X-PG02-025R	樹脂S&Eユニット完成 DMフットサポート付(右)	1	本	1		
26	X-PG02-026L	樹脂S&Eユニット完成 AJタイプフットサポート【Mサイズ】完成(左)	1	本	1		スイングアウトレバー 橙色
	X-PG02-026R	樹脂S&Eユニット完成 AJタイプフットサポート【Mサイズ】完成(右)	1	本	1		
	X-PG02-028L	樹脂S&Eユニット完成 AJタイプフットサポート【Lサイズ】完成(左)	1	本	1		
	X-PG02-028R	樹脂S&Eユニット完成 AJタイプフットサポート【Lサイズ】完成(右)	1	本	1		
27	X-PG02-027L	樹脂S&Eユニット完成 OJタイプフットサポート【Mサイズ】完成(左)	1	本	1		スイングアウトレバー 橙色
	X-PG02-027R	樹脂S&Eユニット完成 OJタイプフットサポート【Mサイズ】完成(右)	1	本	1		
	X-PG02-029L	樹脂S&Eユニット完成 OJタイプフットサポート【Lサイズ】完成(左)	1	本	1		
	X-PG02-029R	樹脂S&Eユニット完成 OJタイプフットサポート【Lサイズ】完成(右)	1	本	1		
注記							