



| 機種名 / 品名 | ベルト | | | | | | ページ | XQY- PX01B |
|----------|-------------|--|------|-------|------|------|----------|------------|
| 番号 | 品番 | 品名 | 注文単位 | 一台使用数 | 見積価格 | 標準納期 | 備考 | |
| 1 | X-PX01-001 | マジック式安全ベルト(標準) | 1 | 本 | - | | オス、メスセット | |
| 2 | X-PX01-002 | ワンタッチプラスチックベルト | 1 | 本 | - | | | |
| 3 | X-PX01-003 | 金具折り返しベルト | 1 | 本 | - | | | |
| 4 | X-PX01-004 | 自動車ベルト | 1 | 本 | - | | | |
| 5 | X-PX01-005 | 一本物マジックベルト(標準) | 1 | 本 | - | | 車椅子用 | |
| 6 | X-PX01-006 | 一本物マジックベルト(ロング) | 1 | 本 | - | | ストレッチャー用 | |
| 7 | X-PX01-007 | 一本物自動車ベルト | 1 | 本 | - | | | |
| 10 | X-PX01-010 | シートビス 4.2mm | 1 | 本 | - | | | |
| | X-PX01-020 | シートビス 4.2mm(黒) | 1 | 本 | - | | | |
| | | 通常、背シートの固定に使用します。(一部例外有り) | | | | | | |
| 11 | X-PX01-011 | シートビス 5.5mm | 1 | 本 | - | | | |
| | X-PX01-021 | シートビス 5.5mm(黒) | 1 | 本 | - | | | |
| | | 通常、座シートの固定に使用します。(一部例外有り) | | | | | | |
| 16 | X-PX01-016 | MWフットサポート用 アンクルストラップ | 1 | 台分 | - | | | |
| | X-PX01-026L | MWフットサポート用 アンクルストラップ(左) | 1 | 本 | - | | | |
| | X-PX01-026R | MWフットサポート用 アンクルストラップ(右) | 1 | 本 | - | | | |
| | | 片側につき M5×20トラスボルト、平W、SW、袋ナット 各2個 が付属します。 | | | | | | |
| 17 | X-PX01-017 | DMフットサポート用 アンクルストラップ | 1 | 台分 | - | | | |
| | X-PX01-027L | DMフットサポート用 アンクルストラップ(左) | 1 | 本 | - | | | |
| | X-PX01-027R | DMフットサポート用 アンクルストラップ(右) | 1 | 本 | - | | | |
| | | 片側につき M6×20、M6×25トラスボルト 各1本、平W、SW、袋ナット 各2個 が付属します。 | | | | | | |
| 18 | X-PX01-018 | ヒールループ | 1 | 台分 | - | | | |
| | X-PX01-028L | ヒールループ(左) | 1 | 本 | - | | | |
| | X-PX01-028R | ヒールループ(右) | 1 | 本 | - | | | |
| | | 片側につき M6×65なべボルト、三種M6ナット、平W、SW、袋ナット 各1個が付属します。 | | | | | | |
| 注記 | | | | | | | | |