



2018/2/9修正A

機種名 / 品名	ベルト						ページ	XQY- PX01B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考	
1	X-PX01-001	マジック式安全ベルト(標準)	1	本	-		オス、メスセット	
2	X-PX01-002	ワンタッチプラスチックベルト	1	本	-			
3	X-PX01-003	金具折り返しベルト	1	本	-			
4	X-PX01-004	自動車ベルト	1	本	-			
5	X-PX01-005	一本物マジックベルト(標準)	1	本	-		車椅子用	
6	X-PX01-006	一本物マジックベルト(ロング)	1	本	-		ストレッチャー用	
7	X-PX01-007	一本物自動車ベルト	1	本	-			
10	X-PX01-010	シートビス 4.2mm	1	本	-			
	X-PX01-020	シートビス 4.2mm(黒)	1	本	-			
		通常、背シートの固定に使用します。(一部例外有り)						
11	X-PX01-011	シートビス 5.5mm	1	本	-			
	X-PX01-021	シートビス 5.5mm(黒)	1	本	-			
		通常、座シートの固定に使用します。(一部例外有り)						
16	X-PX01-016	MWフットサポート用 アンクルストラップ	1	台分	-		2本セット	
	X-PX01-026	MWフットサポート用 アンクルストラップ(片側)	1	本	-		左右共通	
		片側につき M5×20トラスボルト、平W、SW、袋ナット 各2個 が付属します。						
17	X-PX01-017	DMフットサポート用 アンクルストラップ	1	台分	-		2本セット	
	X-PX01-027	DMフットサポート用 アンクルストラップ(片側)	1	本	-		左右共通	
		片側につき M6×20、M6×25トラスボルト 各1本、平W、SW、袋ナット 各2個 が付属します。						
18	X-PX01-018	ヒールループ	1	台分	-		2本セット	
	X-PX01-028	ヒールループ(片側)	1	本	-		左右共通	
		片側につき M6×65なべボルト、三種M6ナット、平W、SW、袋ナット 各1個が付属します。						
注記								