



2018/2/14修正B

機種名/品名		テーブル	ページ	XQY- PX02B	
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数 見積価格 標準納期 備考	
1	X-PX02-001	テーブル板	1 枚	-	
.	X-PX02-022	テーブル上下式セット ↑ ①、②、③、④、⑤、⑥全て含まれます。	1 個	-	
2	X-PX02-002	テーブル上下式用ステー	1 本	-	③ビス(A) 8本セット付
3	X-PX02-003	テーブル固定用ビス(A)	1 本	-	
4	X-PX02-004	テーブル上下式受金具 ↑ ④、⑤、⑥が含まれます。	1 個	-	X-PX03-003と同一
5	X-PA03-022	M8×15 ノブボルト	1 個	-	
6	X-PX03-005	パイプ径調整チューブ(ロング)	1 個	-	ビニールチューブ
.	X-PX02-027	テーブル前後式(樹脂タイプ)セット ↑ ①、⑦、⑫、⑭全て含まれます。	1 個	-	
7	X-PX02-007	テーブル前後式受金具セット(樹脂タイプ)	1 個	-	⑧~⑪のセット
8	X-PA03-020	M6×20 ノブボルト	1 個	-	
9	X-PX02-009	M6 ノブボルト用パネ	1 本	-	
10	X-PA02-012	M5×35 肘パッド用固定ボルト	1 本	-	
11	X-PA02-013	M5×40 肘パッド用固定ボルト	1 本	-	
12	X-PX02-012	テーブル前後式ステー(φ16樹脂タイプ)	1 個	-	⑬ビス(B)付 5本セット付
13	X-PX02-013	テーブル固定用ビス(B)	1 本	-	ST5.5皿ビス
14	X-PX02-014	テーブル前後式(樹脂タイプ) 取扱説明書 ↑ ホームページのダウンロードサービス(無料)をご活用ください。	1 冊	-	
.	X-PX02-036	テーブル前後式セット(スチールタイプ)	1 個	-	①、⑯、⑰のセット
.	X-PX02-037	テーブル前後式セット(スチールタイプ) デラックスパット用	1 個	-	①、⑰、⑱のセット
16	X-PX02-016	テーブル前後式受金具セット(スチールタイプ)	1 個	-	
17	X-PX02-017	テーブル前後式受金具セット(スチールタイプ) デラックスパット用	1 個	-	
18	X-PX02-018	テーブル前後式ステー(φ19スチールタイプ)	1 個	-	③ビス(A) 6本セット付
.	X-PX02-049	テーブルマジック式セット ↑ ①、⑱×4セット全て含まれます。	1 個	-	
19	X-PX02-019	テーブル用マジック	1 本	4	⑳ビス(C) 1本セット付
20	X-PX02-020	テーブル固定用ビス(C) ↑ 4.1×13ナベビス、W3/16ワッシャー 各1個 のセット	1 本	-	
21	X-PX02-021	テーブル前後式ステー(φ19スチール固定タイプ) ↑ オーダー用のため、肘パットにより寸法が異なります。肘パットを指定してください。	1 本	-	③ビス(A) 4本セット付