



機種名 / 品名	<h1>テーブル</h1>						ページ	XQY- PX02B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考	
1	X-PX02-001	テーブル板	1 枚	-				
.	X-PX02-022	テーブル上下式セット	1 個	-				
		全て含まれます。						
2	X-PX02-002	テーブル上下式用ステー	1 本	-				
3	X-PX02-003	テーブル固定用ビス(A)	1 本	-			ビス(A) 8本セット付	
		5.1×16ナベビス、W3/16ワッシャー 各1個 のセット						
4	X-PX02-004	テーブル上下式受金具	1 個	-			X-PX03-003と同一	
		が含まれます。						
5	X-PA03-022	M8×15 ノブボルト	1 個	-				
6	X-PX03-005	パイプ径調整チューブ(ロング)	1 個	-			ビニールチューブ	
.	X-PX02-027	テーブル前後式(樹脂タイプ)セット	1 個	-				
		全て含まれます。						
7	X-PX02-007	テーブル前後式受金具セット(樹脂タイプ)	1 個	-			~ のセット	
8	X-PA03-020	M6×20 ノブボルト	1 個	-				
9	X-PX02-009	M6 ノブボルト用パネ	1 本	-				
10	X-PA02-012	M5×35 肘パッド用固定ボルト	1 本	-				
11	X-PA02-013	M5×40 肘パッド用固定ボルト	1 本	-				
12	X-PX02-012	テーブル前後式ステー( 16樹脂タイプ)	1 個	-				
13	X-PX02-013	テーブル固定用ビス(B)	1 本	-			ビス(B)付 5本セット付	
		ST5.5皿ビス						
14	X-PX03-013	テーブル前後式(樹脂タイプ) 取扱説明書	1 冊	-				
		ホームページのダウンロードサービス(無料)をご活用ください。						
.	X-PX02-036	テーブル前後式セット(スチールタイプ)	1 個	-			、 のセット	
	X-PX02-037	テーブル前後式セット(スチールタイプ)デラックスパット用	1 個	-			、 のセット	
16	X-PX02-016	テーブル前後式受金具セット(スチールタイプ)	1 個	-				
17	X-PX02-017	テーブル前後式受金具セット(スチールタイプ)デラックスパット用	1 個	-				
18	X-PX02-018	テーブル前後式ステー( 19スチールタイプ)	1 個	-			ビス(A) 6本セット付	
.	X-PX02-049	テーブルマジック式セット	1 個	-				
		× 4セット全て含まれます。						
19	X-PX02-019	テーブル用マジック	1 本	4			ビス(C) 1本セット付	
20	X-PX02-020	テーブル固定用ビス(C)	1 本	-				
		4.1×13ナベビス、W3/16ワッシャー 各1個 のセット						
21	X-PX02-021	テーブル前後式ステー( 19スチール固定タイプ)	1 本	-			ビス(A) 4本セット付	
注記								