



2018/4/5修正B

機種名/品名		ガートル架				ページ	XQY- PX03B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-PX03-001	鉄一本物ガートル棒	1	本	-		
2	X-PX03-002	アルミ伸縮式ガートル棒	1	本	-		
.	X-PX03-014	前方ガートル架セット(鉄一本物)	1	セット	-		
	X-PX03-051	前方ガートル架(φ25用)セット(鉄一本物)	1	セット	-		φ25mm用
		↑ 標準は①鉄一本物ガートル棒が付属します。					
.	X-PX03-024	前方ガートル架セット(アルミ伸縮)	1	セット	-		
	X-PX03-052	前方ガートル架(φ25用)セット(アルミ伸縮)	1	セット	-		φ25mm用
3	X-PX03-003	前方ガートル架受金具	1	個	-		X-PX02-004と同一
	X-PX03-053	↑ ④、⑤、⑫が含まれます。 前方ガートル架受金具(φ25用)	1	個	-		④、⑫が含まれます
	X-PX03-063	エリーゼ用 前方ガートル架受金具(φ25用)	1	個	-		④、⑤、⑫が含まれます
4	X-PA03-022	M8×15 ノブボルト	1	個	-		
5	X-PX03-005	パイプ径調整チューブ(ロング)	1	個	-		ビニールチューブ
		↑ 取付部のパイプが細い場合に使用するチューブです。					
.	X-PX03-015	後方ガートル架セット(鉄一本物)	1	セット	-		
		↑ 標準は①鉄一本物ガートル棒が付属します。					
.	X-PX03-025	後方ガートル架セット(アルミ伸縮)	1	セット	-		
	X-PX03-007	後方ガートル架受金具	1	個	-		
		↑ ⑦、⑧、⑨、⑭が含まれます。					
7	X-PA03-023	M8×20 ノブボルト	1	個	-		
8	X-PX03-008	M8 ノブボルト用パネ	1	本	-		
9	X-PX03-009	後方ガートル架上部受金具	1	個	-		
.	X-PX03-016	エレベーター用 前方ガートル架セット(鉄一本物)	1	セット	-		
		↑ 標準は①鉄一本物ガートル棒が付属します。					
.	X-PX03-026	エレベーター用 前方ガートル架セット(アルミ伸縮)	1	セット	-		
	X-PX03-010	エレベーター用 前方ガートル架受金具	1	個	-		
11	X-PA90-014	対辺 4mm サービス六角レンチ	1	本	-		
12	X-PA90-015	対辺 5mm サービス六角レンチ	1	本	-		
13	X-PX03-013	ガートル架 取扱説明書	1	冊	-		
		↑ ホームページのダウンロードサービス(無料)をご活用ください。					
14	X-PX05-006	パイプ径調整チューブ(ショート)	1	個	-		
		↑ 取付部のパイプが細い場合に使用するチューブです。					
注記							