



機種名 / 品名	ガートル架						ページ	XQY- PX03B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考	
1	X-PX03-001	鉄一本物ガートル棒	1 本	-				
2	X-PX03-002	アルミ伸縮式ガートル棒	1 本	-				
.	X-PX03-014	前方ガートル架セット(鉄一本物)	1 セット	-				
.	X-PX03-051	前方ガートル架(25用)セット(鉄一本物) 標準は 鉄一本物ガートル棒が付属します。	1 セット	-			25mm用	
.	X-PX03-024	前方ガートル架セット(アルミ伸縮)	1 セット	-				
.	X-PX03-052	前方ガートル架(25用)セット(アルミ伸縮)	1 セット	-			25mm用	
.	X-PX03-003	前方ガートル架受金具	1 個	-			X-PX02-004と同一	
3	X-PX03-053	前方ガートル架受金具(25用) が含まれます。	1 個	-			が含まれます	
.	X-PX03-063	エリーゼ用 前方ガートル架受金具(25用)	1 個	-			が含まれます	
4	X-PA03-022	M8×15 ノブボルト	1 個	-				
5	X-PX03-005	パイプ径調整チューブ(ロング) 取付部のパイプが細い場合に使用するチューブです。	1 個	-			ビニールチューブ	
.	X-PX03-015	後方ガートル架セット(鉄一本物) 標準は 鉄一本物ガートル棒が付属します。	1 セット	-				
.	X-PX03-025	後方ガートル架セット(アルミ伸縮)	1 セット	-				
6	X-PX03-007	後方ガートル架受金具	1 個	-				
7	X-PA03-023	M8×20 ノブボルト	1 個	-				
8	X-PX03-008	M8 ノブボルト用パネ	1 本	-				
9	X-PX03-009	後方ガートル架上部受金具	1 個	-				
.	X-PX03-016	エレベーター用 前方ガートル架セット(鉄一本物) 標準は 鉄一本物ガートル棒が付属します。	1 セット	-				
.	X-PX03-026	エレベーター用 前方ガートル架セット(アルミ伸縮)	1 セット	-				
10	X-PX03-010	エレベーター用 前方ガートル架受金具	1 個	-				
11	X-PA90-014	対辺 4mm サービス六角レンチ	1 本	-				
12	X-PA90-015	対辺 5mm サービス六角レンチ	1 本	-				
13	X-PX03-013	ガートル架 取扱説明書 ホームページのダウンロードサービス(無料)をご活用ください。	1 冊	-				
14	X-PX05-006	パイプ径調整チューブ(ショート) 取付部のパイプが細い場合に使用するチューブです。	1 個	-				
注記								