

機種名／品名	<b>ポンベ架</b>	ページ	XQY- PX04A
--------	-------------	-----	------------

① 標準

② 跳ね上げ用

③ リクライニング用

⑨

①～③は直径110mm  
⑮は直径120mmまでの  
ポンベに  
適合します。

X

生産終了

⑪ 旧タイプ

⑮ 折畳み式

⑰

2018/10/9修正C

機種名／品名		ポンベ架				ページ	XQY- PX04B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-PX04-001	ポンベ架(標準)	1	個	-		⑥⑦付属
2	X-PX04-002	跳ね上げ用ポンベ架	1	個	-		⑥⑧付属
3	X-PX04-003	リクライニング用ポンベ架	1	個	-		⑥⑧付属
6	X-PA03-026	M8×35 ノブボルト	1	個	-		樹脂製ポンベ架用
7	X-PX04-007	ポンベ架 ティッピングレバー固定ボルト	1	本	-		M8×15六角ボルト
8	X-PA09-003	シートビス 5.5mm ロング ↑ ポンベ架などシートビスで挟み込んで止める場合に使用します。黒はありません。	1	本	-		
9	X-PX04-009	ポンベ架 取扱説明書 ↑ ホームページのダウンロードサービス(無料)をご活用ください。	1	冊	-		
11	X-PX04-011	旧 鉄製ポンベ架 ↑ ⑥、⑦、⑮全て含まれます。	-	-	-		生産終了
12	X-PX04-012	旧 鉄製ポンベ架用 背パイプ固定金具 ↑ M6×20、M6×25トラスボルト 各2本付属します。	-	-	-		生産終了
15	X-PX04-015	折畳み式ポンベ架	1	個	-		⑮⑰⑱付属
*	X-PX04-025	折畳み式ポンベ架 転倒防止セット(NEXT用)	1	個	-		1台分
*	X-PX04-035	折畳み式ポンベ架 転倒防止セット(クランプタイプ)	1	個	-		1台分
16	X-PX04-016	折畳み式ポンベ架用 上部固定金具セット	1	個	-		ボルト付
17	X-PX04-017	折畳み式ポンベ架用 ノブボルト(バネ付) ↑ M8×60ノブボルト、専用バネ、ワッシャーのセット	1	本	-		
18	X-PX04-018	折畳み式ポンベ架用 ティッピングレバー固定ボルト	1	本	-		M6×15六角穴付ボルト(黒)
19	X-PX04-019	折畳み式ポンベ架 取扱説明書 ↑ ホームページのダウンロードサービス(無料)をご活用ください。	1	冊	-		
注記							