

機種名／品名	ポンベ架	ページ	XQY- PX04A
--------	------	-----	------------

① 標準

② 跳ね上げ用

③ リクライニング用

⑨

⑬ 生産終了

⑮ 折畳み式

⑰

⑲

全て直径110mm
ポンベに
適合します。

機種名／品名		ポンベ架				ページ	XQY- PX04B	2018/1/19修正A
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考	
1	X-PX04-001	ポンベ架(標準)	1 個	-				
2	X-PX04-002	跳ね上げ用ポンベ架	1 個	-				
3	X-PX04-003	リクライニング用ポンベ架	1 個	-				
6	X-PA03-026	M8×35 ノブボルト	1 個	-			樹脂製ポンベ架用	
7	X-PX04-007	ポンベ架 ティッピングレバー固定ボルト	1 本	-			M8×15六角ボルト	
8	X-PA09-003	シートビス 5.5mm ロング ↑ ポンベ架などシートビスで挟み込んで止める場合に使用します。黒はありません。	1 本	-				
9	X-PX04-009	ポンベ架 取扱説明書 ↑ ホームページのダウンロードサービス(無料)をご活用ください。	1 冊	-				
11	X-PX04-011	旧 鉄製ポンベ架 ↑ ⑥、⑦、⑮全て含まれます。	-	-				生産終了
12	X-PX04-012	旧 鉄製ポンベ架用 背パイプ固定金具 ↑ M6×20、M6×25トラスボルト 各2本付属します。	-	-				生産終了
15	X-PX04-015	折畳み式ポンベ架	1 個	-				
*	X-PX04-025	折畳み式ポンベ架 転倒防止セット(NEXT用)	1 個	-				1台分
*	X-PX04-035	折畳み式ポンベ架 転倒防止セット(クランプタイプ)	1 個	-				1台分
16	X-PX04-016	折畳み式ポンベ架用 上部固定金具セット	1 個	-				ボルト付
17	X-PX04-017	折畳み式ポンベ架用 ノブボルト(バネ付) ↑ M8×60ノブボルト、専用バネ、ワッシャーのセット	1 本	-				
18	X-PX04-018	折畳み式ポンベ架用 ティッピングレバー固定ボルト	1 本	-				M6×15六角穴付ボルト(黒)
19	X-PX04-019	折畳み式ポンベ架 取扱説明書 ↑ ホームページのダウンロードサービス(無料)をご活用ください。	1 冊	-				
注記								