



機種名 / 品名		ボンベ架				ページ	XQY- PX04B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-PX04-001	ボンベ架(標準)	1 個	-			
2	X-PX04-002	跳ね上げ用ボンベ架	1 個	-			
3	X-PX04-003	リクライニング用ボンベ架	1 個	-			
6	X-PA03-026	M8×35 ノブボルト	1 個	-			樹脂製ボンベ架用
7	X-PX04-007	ボンベ架 ティッピングレバー固定ボルト	1 本	-			M8×15六角ボルト
8	X-PA09-003	シートビス 5.5mm ロング ボンベ架などシートビスで挟み込んで止める場合に使用します。黒はありません。	1 本	-			
9	X-PX04-009	ボンベ架 取扱説明書 ホームページのダウンロードサービス(無料)をご活用ください。	1 冊	-			
11	X-PX04-011	旧 鉄製ボンベ架 ——、—— 全て含まれます。	-	-			生産終了
12	X-PX04-012	旧 鉄製ボンベ架用 背パイプ固定金具 —— M6×20、M6×25トラスボルト 各2本付属します。	-	-			生産終了
15	X-PX04-015	折畳み式ボンベ架	1 個	-			
*	X-PA04-025	折畳み式ボンベ架 転倒防止セット(NEXT用)	1 セット	-			1台分
*	X-PA04-035	折畳み式ボンベ架 転倒防止セット(クランプタイプ)	1 セット	-			1台分
16	X-PX04-016	折畳み式ボンベ架用 上部固定金具セット	1 個	-			ボルト付
17	X-PX04-017	折畳み式ボンベ架用 ノブボルト(バネ付) M8×60ノブボルト、専用バネ、ワッシャーのセット	1 本	-			
18	X-PX04-018	折畳み式ボンベ架用 ティッピングレバー固定ボルト	1 本	-			M6×15六角穴付ボルト(黒)
19	X-PX04-019	折畳み式ボンベ架 取扱説明書 ホームページのダウンロードサービス(無料)をご活用ください。	1 冊	-			
注記							