



2018/6/22修正A

機種名／品名		<b>転倒防止</b>				ページ	XQY- PX07B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-PX07-001	転倒防止 ゴム脚タイプ ↑ 機種名、または寸法を指定してください。	1	台分	1		ティッピングレバー径φ22mm用 転倒防止パイプはφ25mm
2	X-PX07-002	転倒防止 キャスタタイプ ↑ 機種名、または寸法を指定してください。	1	台分	1		ティッピングレバー径φ22mm用 転倒防止パイプはφ25mm
3	X-PA03-022	M8×15 ノブボルト	1	個	2		
4	X-PX07-004	転倒防止用ゴム脚	1	個	2		転倒防止φ25mm用
6	X-PX07-006	転倒防止用クランプ金具セット ↑ ティッピングレバー径がφ22mmに適合します。	1	個	2		左右共通
7	X-PX07-007L	クランプタイプ用転倒防止パイプ(左)	1	本	1		φ20mm 左右はボルト向き違い
	X-PX07-007R	クランプタイプ用転倒防止パイプ(右) ↑ 機種名、または寸法を指定してください。	1	本	1		
8	X-PA01-101	6分用中栓	1	個	2		
9	X-PX07-009	クランプタイプ用転倒防止 コマセット ↑ M5×60ボタンキャップボルト、ワッシャー4枚、爪付袋ナット付属します。	1	個	2		
10	X-PX07-010	転倒防止 クランプタイプ ↑ 機種名、または寸法を指定してください。	1	台分	1		ティッピングレバー径φ22mm用 転倒防止はφ20mm
11	X-PX07-011	転倒防止 クランプタイプ用チューブセット ↑ ビニールチューブ φ18-φ21-40mm、φ16-φ20-40mm 各2個のセット	1	個	1		
注記							