



機種名 / 品名		伸縮(スワン型)杖 CMS-28					ページ	XQY- YH27B
番号	品番	品名	注文単位		一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	---	スワン型パイプ	---	---	---			設定無
2	X-YH20-029	杖締付キャップ(22用) 黒	1	個	1			
3	X-YH20-026	杖締付C形リング(22用)	1	個	1			
4	X-PA03-001	22用 回転式スナップピン[e - Pin] (黒)	1	個	1			
5	---	スワン型杖用 伸縮パイプ	---	---	---			設定無
6	X-YH20-028	ガタ防止インナーキャップ(19用)	1	個	1			
7	X-YH20-003	杖先ゴム(19用) [D]	1	個	1			黒色、カタログ[D]
8	X-YH20-011	杖用グリップ(22用)	1	個	1			
9	X-YH25-010	四点杖 / スワン型杖用 ストラップ付キャップ(22用)	1	個	1			22.1 x t1.25用
11	X-YH27-031	伸縮(スワン型)杖 取扱説明書	1	冊	1			
注記								