



機種名／品名		シャワーいす (SCシリーズ) / 本体 (背有)				ページ	XQY- YH32B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-YH31-001	SC用 座面	1 枚	1			
2	X-YH31-002	SC用 座クッション	1 枚	1			③が4個付属します
3	X-YH31-003	SC用 クッション固定ピン	1 個	4			座:4個、背6個
4	---	SC用 脚パイプセット	---	---			設定無
6	X-YH31-006	SC用 座面中心固定ボルト&保護カバーセット	1 個	1			M6×40
7	---	SC用 脚パイプ(脚ゴム付)	---	---			設定無
8	X-YH20-025	パイプ連結部保護キャップ グレー	1 個	4			グレー
9	X-PA03-041	φ22用 回転式スナップピン【e-Pin】 (グレー)	1 個	4			ステンレスピン
10	X-YH20-028	ガタ防止インナーキャップ (φ19用)	1 個	4			
11	X-YH31-011	SC用 脚ゴム (φ19用)Aタイプ グレー	1 個	4			
12	X-YH32-032	SC用 座面固定ボルト(長) (4本セット)	1 個	1			M6×60:4本
13	X-YH32-033	SC用 背パイプセット	1 個	1			2本セット ⑭付
14	X-YH32-034	SC用 背パイプキャップ	1 個	4			
15	X-YH32-035	SC用 背もたれ	1 枚	1			
16	X-YH32-036	SC用 背クッション	1 枚	1			⑰が6個付属します
17	X-YH31-003	SC用 クッション固定ピン	1 個	6			座:4個、背6個
18	X-YH32-038	SC用 背面固定ボルト(4本セット)	1 個	1			M6×35:4本
20	X-YH31-012	SC用 背もたれ完成 ↑ ⑬~⑱のセット。⑲が付属します。	1 個	1			
注記							