


ローグリップは左右共通です。



⑥

2018/4/19修正A

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-YH33-044	SC用 ローグリップ(左右セット) ↑ ②グリップ固定ボルト 8本付属します。	1 本	1			左右共通
2	X-YH33-045	SC用 グリップ固定ボルト(8本セット)	1 個	1			M6×35:8本
3	X-YH33-048	SC用 ハイグリップ(左右セット) ↑ ②グリップ固定ボルト 8本付属します。	1 本	1			
5	X-PA90-014	対辺 4mm サービス六角レンチ	1 本	-			
6	X-YH33-046	CORAL(シャワーいす) 取扱説明書	1 冊	1			
注記							