



| 機種名 / 品名 | | トイレキャリー SW-21 | | | | ページ | XQY- YH44B |
|----------|-------------|-----------------------------------|------|-------|------|------|------------|
| 番号 | 品番 | 品名 | 注文単位 | 一台使用数 | 見積価格 | 標準納期 | 備考 |
| 1 | --- | SW - 21 トイレキャリー上部フレーム | --- | --- | --- | | 設定無 |
| 2 | --- | SW - 21 トイレキャリー下部フレーム | --- | --- | --- | | 設定無 |
| 3 | X-YH52-183 | SW用 4インチストッパー付キャスタ | 1 | 個 | 4 | | が付属します |
| 4 | X-YH52-184 | SW用 4インチストッパー付キャスタ固定ボルトセット | 1 | 本 | 4 | | |
| 5 | X-YH44-065 | SW - 21用 上下スライドカラー | 1 | 本 | 4 | | |
| 6 | X-PA03-045 | 22×27楕円用 回転式スナップピン[e - Pin] (グレー) | 1 | 個 | - | | ステンレスピン |
| 7 | X-YH51-172L | SW用 スイングアウトフット・レッグサポート(左) | 1 | 個 | 1 | | |
| | X-YH51-172R | SW用 スイングアウトフット・レッグサポート(右) | 1 | 個 | 1 | | |
| 8 | X-YH51-171L | SW用 フットサポート(左) | 1 | 個 | 1 | | |
| | X-YH51-171R | SW用 フットサポート(右) | 1 | 個 | 1 | | |
| 9 | X-YH51-181L | SW用 レッグベルト(左) | 1 | 本 | 1 | | |
| | X-YH51-181R | SW用 レッグベルト(右) | 1 | 本 | 1 | | |
| 10 | X-YH51-182 | SW用 レッグベルトパッド | 1 | 枚 | 2 | | |
| 11 | X-YH50-151 | SW用 背パッド | 1 | 枚 | 1 | | が付属します |
| 12 | X-YH50-152 | SW用 背パッド固定クイックレバー | 1 | 本 | 2 | | |
| 13 | X-YH50-155 | SW - 21用 座パッド | 1 | 枚 | 1 | | が付属します |
| 14 | X-YH50-154 | SW用 座パッド固定部品 | 1 | 個 | 4 | | |
| 16 | X-YH52-187 | SW用 4インチストッパー付キャスタ (旧ねじ込み仕様) | 4 | 個 | 4 | | 生産終了 |
| 17 | X-YH53-198 | 22×27楕円用中栓(グレー) | 1 | 個 | 2 | | グレー |
| | | | | | | | |
| 注記 | | | | | | | |