



④ 2018/4/5新設

機種名／品名		マイチルトミニ MH-SR 車輪／ブレーキ			ページ	XQY- WH68B	
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WH68-001L	フロントフットブレーキペダル【B】(左)	1 本	1			支点ボルト、 ③ペダルゴム付
	X-WH68-001R	フロントフットブレーキペダル【B】(右)	1 本	1			
2	X-WH68-002	フットブレーキ連結バーセット【B】	1 本	2			支点ボルト付
3	X-PB03-012L	ドラロック用ペダルゴム(左)	1 個	1			オレンジ
	X-PB03-012R	ドラロック用ペダルゴム(右)	1 個	1			
5	X-WH68-005L	12インチドラロック車輪【B】(左)	1 本	1			ワイヤー無
	X-WH68-005R	12インチドラロック車輪【B】(右)	1 本	1			
	X-WH68-015L	12インチドラロック車輪【B】(左) ワイヤー付	1 本	1			⑪ワイヤー付
	X-WH68-015R	12インチドラロック車輪【B】(右) ワイヤー付	1 本	1			
9	X-PD04-016	樹脂ホイール用キャップ	1 個	2			
11	X-WH63-019	制動用ブレーキワイヤー【B】	1 本	2			
注記							
※ MH-SRは様々な部分でMH-CR3D(マイチルトコンパクト)と共通部品を使用しております。							