



2018/11/2修正B

機種名／品名		MR-UD-3T				ページ	XQY- ST25B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-ST25-001	MR-UD-3T用 平面マットレス	1	枚	1		オレンジ(B-6)
3	X-ST21-006	ストレッチャー用 φ125mmステンレスダブルロックキャスタセット ↑ ④取付用ボルトセット が付属します。	1	個	4		ステンレス
4	X-ST21-007	ストレッチャー用 キャスタ取付用ステンレスボルトセット ↑ M6×40SUSボタンキャップボルト:1本、M6平ワッシャー:2枚、M6SW:2枚、M6袋ナット:1個	1	本	4		ステンレス
5	X-ST21-005	AL-UD用 キャスタケースキャップ	1	個	4		グレー
6	X-ST25-006	MR-UD-3T用 M8×15 ステンレスノブボルト ↑ ガートル棒収納部(ストレッチャー下面)の固定用	1	個	1		
7	X-ST25-007	MR-UD-3T用 M8×20 ステンレスノブボルト ↑ ガートル棒使用時(ストレッチャー前と後)の固定用	1	個	2		
8	X-WM04-015	アルミ本物ガートル棒	1	本	1		
9	X-PA01-101	6分用中栓 ↑ アルミ本物ガートル棒の下端キャップ	1	個	1		黒
19	X-ST01-019	ALストレッチャー用 サイド穴埋めキャップ	1	個	4		グレー
20	X-ST01-020	ALストレッチャー用 長方形キャップ	1	個	2		グレー
21	X-ST25-021	MR-UD-3T用 クランクハンドルセット ↑ 取付用のボルト類が含まれます。	1	本	1		
22	X-ST01-022	ALストレッチャー用 クランクハンドル グリップ ↑ 叩き込んで取り付けます。	1	個	1		
23	X-ST01-023	クランクハンドル 回転方向注意シール	1	枚	1		
26	X-WM04-007	【MRI 3テスラ対応】シール	1	枚	2		
27	X-WM04-008	【非磁性】シール	1	枚	2		
29	X-WM04-001	MRI用シリーズ 取扱説明書	1	冊	1		
注記							