



2018/4/27新設

機種名／品名		後付アームサポート上下ユニット	ページ	XQY- PX11B			
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-PX11-001	後付アームサポート上下ユニットセット(平面フレーム用)	1	台分	1		
	X-PX11-021	後付アームサポート上下ユニットセット(立体フレーム用)	1	台分	1		
↑ 左右セット(1台分)となります。⑨ボルトセット、⑩取扱説明書が付属します。							
2	X-PX11-002L	後付アームサポートユニット(平面フレーム用)(左)	1	個	1		
	X-PX11-002R	後付アームサポートユニット(平面フレーム用)(右)	1	個	1		
	X-PX11-022L	後付アームサポートユニット(立体フレーム用)(左)	1	個	1		
	X-PX11-022R	後付アームサポートユニット(立体フレーム用)(右)	1	個	1		
↑ ③ピン、④ボルトが付属します。⑤T字パイプは付属しません。							
3	X-PX11-003	後付アームサポート樹脂ホルダー用ピン	1	本	2		
4	X-PX11-004	後付アームサポートベース固定ボルト(2本セット)	1	個	2		
↑ 5x30六角穴付皿ボルト、爪付袋ナット各2個のセット							
5	X-PX11-005	後付アームサポート用T字パイプ	1	本	2		
↑ ⑥、⑦キャップ付							
6	X-PA01-101	6分用中栓	1	個	4		
↑ φ20mm×肉厚t=1.7のパイプに使用します。							
7	X-WA24-016	高さ調整肘掛上下パイプ用下部楕円キャップ	1	個	2		
9	X-PX11-009	後付アームサポート用付属ボルト&車輪用ワッシャー(4個セット)	1	個	1		
↑ M5×30肘パッド用固定ボルト4本、車輪用ワッシャー4枚のセット							
11	X-PX11-011	後付アームサポート 取扱説明書	1	部	1		
↑ ホームページのダウンロードサービス(無料)をご活用ください。							
<p>アームサポートパッド (肘パッド)は含まれておりません。</p> <p>既存の車椅子のパッドをお使いいただくか、 樹脂アームサポートパッド[X-PA02-003]を別にお求めください。 【PA02】ページ参照</p>							
注記							