



2018/5/10修正A

機種名／品名		RSタイプ フットサポート				ページ	XQY- PF13B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	---	RSタイプフットサポート完成(特注)	1	台分	1		
2	---	RSタイプフットサポート板(特注) ↑ 寸法指定で製作可能です。	1	台分	1		
3	X-PF06-001	AJタイプ三角ナット式φ15.9(黒)ポスト完成	1	本	2		黒、左右共通
	X-PF06-041	AJタイプ三角ナット式φ15.9(メッキ)ポスト完成 ↑ 標準はメッキ(X-PF06-041)となります。	1	本	2		メッキ、左右共通
5	X-PA01-101	6分用中栓	1	個	2		φ20mm×t1.7用
6	X-WJ23-011	RJタイプフットサポート支点ロングボルトセット	1	本	2		M6×137ボルト、ナット
7	X-PF01-007	引上げボルト	1	本	2		
8	X-PF01-008	φ15.9用 三角ナット	1	個	2		
9	X-PF06-005	AJタイプポスト用クランプボルトセット(黒)	1	本	2		
	X-PF06-045	AJタイプポスト用クランプボルトセット(メッキ)	1	本	2		
11	X-PF06-006	AJタイプ三角ナット式φ19.1(メッキ)ポスト完成	1	本	2		メッキ、左右共通
	X-PF06-046	AJタイプ三角ナット式φ19.1(黒)ポスト完成 ↑ 標準はメッキ(X-PF06-006)となります。	1	本	2		黒、左右共通
12	X-PF01-011	φ19.1用 三角ナット	1	個	2		
注記							