



2018/9/12修正A

機種名／品名		CM-261 車いす				ページ	XQY- WF13B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	---	本体フレーム	---	---	---	---	
2	X-WF14-013L	CM-2x1番台用 肘掛完成(左)	1	個	1		支点ボルト付
	X-WF14-013R	CM-2x1番台用 肘掛完成(右)	1	個	1		
3	X-WF11-004L	CM-251/261用 スイングアウト完成(左) フットサポート付	1	個	1		レッグベルト付
	X-WF11-004R	CM-251/261用 スイングアウト完成(右) フットサポート付	1	個	1		
4	X-PC04-025	7インチソリッドキャスト Eセット ↑ シャフト式 7インチソリッドキャスト+おわんパイプカラーセット	1	個	2		
キャスト輪	X-PC04-022	7インチソリッドキャスト輪(ボルト付セット)	1	個	2		ボルト付
5	X-PB02-112L	跳ね上げ用ミニタックルブレーキ(カバー水色・にぎりオレンジ)10mm幅出しセット (左)	1	個	1		にぎりゴム: 橙 ボルト付
	X-PB02-112R	跳ね上げ用ミニタックルブレーキ(カバー水色・にぎりオレンジ)10mm幅出しセット (右)	1	個	1		
7	X-PA01-102	7分用中栓	1	個	2		φ22×t1.2用
8	X-PA01-002	φ22用グリップ ↑ 接着剤で取付けていただく事を推奨しております。	1	本	2		
9	X-PD07-001	16×1-3/8 車輪(樹脂タイプ)完成 ↑ 標準はエアタイヤ仕様となります。	1	本	2		左右共通
	X-PD07-002	16×1-3/8 タイヤのみ	1	本	2		
タイヤなど	X-PD07-005	16×1-3/8 チューブ+スーパーバルブ セット	1	本	2		スーパーバルブセット付
	X-PD07-006	16×1-3/8 タイヤ+チューブセット	1	本	2		スーパーバルブセット付
10	X-WF02-010-42B36	CM-200番台用 座シートセット(芯金・シートビス付) B-36	1	枚	1		
11	X-WF02-011-42B36	CM-200番台用 背シートセット(芯金・シートビス付) B-36	1	枚	1		
12	X-WF16-001L	CM-251/261用 スイングアウトフット・レッグサポート(左)	1	本	1		
	X-WF16-001R	CM-251/261用 スイングアウトフット・レッグサポート(右)	1	本	1		
13	X-PF02-026L	MXタイプ(L) φ15.9用フットサポート完成(左)	1	枚	1		
	X-PF02-026R	MXタイプ(L) φ15.9用フットサポート完成(右)	1	枚	1		
14	X-PG01-002L	樹脂スイングアウト用 レッグベルト(左)	1	本	1		
	X-PG01-002R	樹脂スイングアウト用 レッグベルト(右)	1	本	1		
15	X-PG01-019	φ19用 レッグベルトホルダー	1	個	2		左右共通、ボルト・ナット付
16	X-PA01-102	7分用中栓	1	個	2		φ22×t1.2用
注記							