



2018/11/21修正C

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WF15-001L	CM-221/231用 エレベータィングフット・レッグサポートセット(左)	1	個	1		④ボルト付
	X-WF15-001R	CM-221/231用 エレベータィングフット・レッグサポートセット(右)	1	個	1		
		↑ ⑥フットサポート部、②③プッシュメカロック【小】は付属しません。					
2	X-PA05-028L	プッシュメカロック【小】(左) (ボタン: 橙)	1	本	1		袋ナット・ワッシャー付 シール付
	X-PA05-028R	プッシュメカロック【小】(右) (ボタン: 橙)	1	本	1		
3	X-PA05-034	プッシュメカロック【小】用ボルトセット(鉄用)	1	本	2		
-	X-WF15-002L	CM用 プッシュメカロック【小】(ボタン: 橙)セット(左)	1	本	1		②、③のセット ボタン: 橙
	X-WF15-002R	CM用 プッシュメカロック【小】(ボタン: 橙)セット(右)	1	本	1		
		↑ ②プッシュメカロック【小】と③ボルトのセットです。					
4	X-WF15-004	CM用 エレベータィング支点ボルトセット(袋ナット)	1	本	2		袋ナット
5	X-PA01-102	7分用中栓	1	個	2		φ22×t1.2用
6	X-PF01-024L	三角ナット式φ19.1ショート用DMタイプフットサポート完成(左)	1	枚	1		ショートタイプ
	X-PF01-024R	三角ナット式φ19.1ショート用DMタイプフットサポート完成(右)	1	枚	1		
7	X-WF15-006	CM-221/231用 エレベータィングパイプ	1	本	2		
8	X-WF07-007	ふくらはぎパッド基部 Eセット	1	個	2		
9	X-WF07-008	ふくらはぎパッド基部 Fセット	1	個	2		
10	X-PG02-005	ふくらはぎパッド調整金具	1	個	2		
11	X-PG02-006	ふくらはぎパッド固定ボルト(4本セット)	1	個	2		
12	X-WF07-012	ふくらはぎパッド前後調整プレート(2枚セット)	1	個	2		
13	X-PG02-010	ふくらはぎパッド【大】 240×160	1	枚	2		⑪が付属します。
15	X-WF15-015L	CM-221/231用 エレベータィング付フット部完成(左)	1	個	1		支点ボルト付
	X-WF15-015R	CM-221/231用 エレベータィング付フット部完成(右)	1	個	1		
		↑ ①④⑥のセットになります。					
18	X-PA92-011	はさまれ注意(縦長)シール	1	枚	2		黄色
注記							