

車椅子をひらく時に・・・

手を挟んだことありませんか？



マツナガが「手を挟まない車椅子」を作りました。

THN-01

標準価格 ¥68,000

※THN=手(T)をは(H)さまな(N)い

Youtubeで動画公開中



座シートと肘掛けを布でつなげました ※特許取得済(特許5302718号)



不特定多数の人が使う
病院・施設の入り口等に最適です。

☆その他仕様：ビニールレザーシート
背フレーム固定タイプ（背折れなし）

【お問い合わせ先】