

不特定多数の方が使用される備品は安全第一
 公共施設・病院の入口や防災備品の決定版

手を挟まない車椅子

THN-01



備品の車椅子は多くの方が使います。中には車椅子の広げ方が分からない方もいます。

慣れていない方が車椅子を広げようと思ったら…**イタ!!!!**
 手を挟んで事故になったケースがありませんか？



危険を回避



T(手)を**H**(は)さま**N**(な)い車椅子は…

車椅子を広げるときに手を挟みません！

布のスカートガードで座面と肘掛けをつなげ、車椅子を広げる際の隙間をなくしたことで、手を挟んでしまうケガを防ぎます。



※特許取得済(特許5302718号)

メーカー希望小売価格
¥60,000 (非課税)

Youtubeで動画公開中



安心・安全！

手挟み防止
座シート

丈夫で長持ち！

背フレーム
固定

清掃しやすい！

ビニール生地

【オプション】

ハイブリッドタイヤ
(ノーバンク)



メーカー希望小売価格
 ¥6,000UP

前方ガードル架
(鉄1本物)



メーカー希望小売価格
 ¥7,200UP

後方ガードル架
(鉄1本物)



メーカー希望小売価格
 ¥9,000UP

ボンベ架



メーカー希望小売価格
 ¥10,800UP

転倒防止
(ゴム脚タイプ)



メーカー希望小売価格
 ¥4,800UP

杖入れ (小)



オープン価格

| 前座高 (mm) | 後座高 (mm) | シート幅 (mm) | シート奥行 (mm) | アームサポート高 (mm) | フット長 (mm) | 全長 (mm) | 全高 (mm) | 全幅 (mm) | 折畳み幅 (mm) | 重量 (kg) | 使用者最大体重 (kg) |
|-------------|-------------|--------------|---------------|------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| 470 | 440 | 420 | 400 | 235 | 360~ | 1030 | 925 | 635 | 330 | 15.7 | 100 |

【お問い合わせ先】



株式会社 松永製作所

〒503-1272 岐阜県養老郡養老町大場484
 TEL 0584-35-1180(代) FAX 0584-35-1270
 URL http://www.matsunaga-w.co.jp