



2019/10/25修正B

機種名／品名		DM-81/91/101 車いす				ページ	XTC- WF01B	
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考	
1	---	本体フレーム（機種により形状が一部異なります。）	---	---	---	---		
2	X-WF01-002L	DM用 側板(左)	1	枚	1			
	X-WF01-002R	DM用 側板(右)	1	枚	1			
3	X-PA02-003	樹脂アームサポートパッド	1	本	2		ボルト付、左右共通	
4	X-PC03-025	6インチソリッドキャスタ Eセット	1	個	2		DM-101の場合	
	X-PC04-025	7インチソリッドキャスタ Eセット	1	個	2		DM-81,91の場合	
		↑ シャフト式 6/7インチソリッドキャスタ+おわんパイプカーセット						
キャスタ輪	X-PC03-022	6インチソリッドキャスタ輪(ボルト付セット)	1	個	2		DM-101の場合	
	X-PC04-022	7インチソリッドキャスタ輪(ボルト付セット)	1	個	2		DM-81,91の場合	
5	X-PF01-021L	クランプ固定式φ19. 1用DMタイプフットサポート完成(左)	1	枚	1			
	X-PF01-021R	クランプ固定式φ19. 1用DMタイプフットサポート完成(右)	1	枚	1			
6	X-PF01-020	フットサポート用クランプ固定式ボルトセット	1	本	2			
7	X-PB01-001L	L型鉄タックルブレーキ(左)	1	個	1		ボルト付	
	X-PB01-001R	L型鉄タックルブレーキ(右)	1	個	1			
8	X-PA01-102	7分用中栓	1	個	2		φ22×t1.2用	
9	X-PA01-004	DXグリップ	1	本	2		接着剤必要	
		↑ 接着剤で取付けていただく事を推奨しております。						
10	X-PD12-001	22×1-3/8 車輪完成(爪間25mm)	1	本	2		DM-101の場合	
	X-PD13-001	24×1-3/8 車輪完成	1	本	2		DM-81,91の場合 左右共通	
		↑ 標準はエアータイヤ仕様となります。						
タイヤ など	X-PD12-002	22×1-3/8 タイヤのみ	1	本	2		DM-101の場合	
	X-PD12-005	22×1-3/8 チューブ+フラップセット	1	本	2		DM-101の場合	
	X-PD12-006	22×1-3/8 タイヤ+チューブ+フラップセット	1	本	2		DM-101の場合	
	X-PD13-002	24×1-3/8 タイヤのみ	1	本	2		DM-81,91の場合	
	X-PD13-005	24×1-3/8 チューブ+フラップセット	1	本	2		DM-81,91の場合	
	X-PD13-006	24×1-3/8 タイヤ+チューブ+フラップセット	1	本	2		DM-81,91の場合	
		↑ X-PD12-005、006およびX-PD13-005、006はスーパーバルブセットが付きます。						
11	X-WF01-011-42B16	DM用 座シートセット(芯金・シートビス付) B-16	1	枚	1			
12	X-WF01-012-42B16	DM用 背シートセット(芯金・シートビス付) B-16	1	枚	1			
13	X-WF01-013-42B16	DM用 レッグベルト B-16	1	本	1			
注記								