


※ 機種により⑧押手パイプの寸法、穴などが異なります。
また、左右がある場合があります。機種をご指定ください。



機種名/品名		AR(スタンダードタイプ) 押手		ページ	XTC- WA21B			
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考	
1	---	背折れ金具(SUS)下部	---	---	---	---	設定無	
2	X-PA06-002R	背折れ金具(SUS)上部(右)	1	個	1			
	X-PA06-002L	背折れ金具(SUS)上部(左)	1	個	1			
3	X-PA06-003	背折れ金具クッションゴム Aタイプ	1	個	2			
4	X-PA06-004	背折れ金具(SUS)用 支点ボルトセット	1	本	2			
5	X-PA06-005R	背折れ金具(SUS)(右)	1	個	1			
	X-PA06-005L	背折れ金具(SUS)(左)	1	個	1			
6	X-PA06-006	背折れ金具(SUS)上部固定ボルト【A】(2本セット)	1	個	2		2本セット	
7	X-PA06-008	背折れ金具(SUS)上部固定ボルト【E】(2本セット)	1	個	2		2本セット	
		↑ AR-901/911S用						
8	X-WA21-008	ARスタンダード①用 押手パイプ	1	本	2		⑩DXグリップ付	
		↑ AR-201/201B/301/211B/311/501/601/280/380用						
	X-WA21-018	ARスタンダード②用 押手パイプ(AR-271B/371用)	1	本	2		⑩DXグリップ付	
	X-WA21-028R	AR-901用 押手パイプ(右)	1	本	1		⑩DXグリップ付	
	X-WA21-028L	AR-901用 押手パイプ(左)	1	本	1		⑩DXグリップ付	
9	X-WA21-038R	AR-911S用 押手パイプ(右)	1	本	1		⑩DXグリップ付	
	X-WA21-038L	AR-911S用 押手パイプ(左)	1	本	1		⑩DXグリップ付	
	X-WA21-048	AR-511B用 押手パイプ	1	本	2		⑩DXグリップ付	
10	X-PA01-004	DXグリップ	1	本	2		接着剤必要	
		↑ 接着剤で取付けていただく事を推奨しております。						
11	X-PB04-001L	制動用ブレーキレバー【Aタイプ】(左)	1	個	1		「APSE」ロゴ	
	X-PB04-001R	制動用ブレーキレバー【Aタイプ】(右)	1	個	1			
12	X-PB04-002L	X 制動用ブレーキレバー【Bタイプ】(左)	1	個	1		「LEECHI」ロゴ	
	X-PB04-002R	X 制動用ブレーキレバー【Bタイプ】(右)	1	個	1		販売終了	
		↑ AR-901,AR-911S,REM-101,REM-1000に使用しています(2015年4月頃まで)。現在はAPSEロゴに統一しています。						
13	X-PB04-004	レバー用セーフティーキャップ	1	個	2		左右共通	
14	X-PA06-007	背折れ金具(SUS)下部固定ボルト【C】(2本セット)	1	個	2		2本セット	
15	X-PA04-001	標準ワイヤー No. 1	1	本	2		AR-211B用	
	X-PA04-002	標準ワイヤー No. 2	1	本	2		AR-201B/271B/280/511B用	
	X-PA04-003	標準ワイヤー No. 3	1	本	2		AR-311用	
	X-PA04-004	標準ワイヤー No. 4	1	本	2		AR-301/371/380用	
	X-PA04-005	標準ワイヤー No. 5	1	本	2		AR-501/601用	
注記	AR-901、911Sの制動用ブレーキワイヤーは、ページ【WA28】または、REM-101のページ【XA82】をご参照ください。							