

ワイヤー部

着脱ワイヤー (上部) 360
自走/介助 共通

着脱ワイヤー (下部) 350
自走用

着脱ワイヤー (下部) 450
介助用

着脱ケース

2019年12月頃～
ドラムブレーキの仕様変更(互換性あり)
タイプ【3A】⇒タイプ【3N】に統合

ドラムハブ固定方法の種類

タイプ 3A

タイプ 3N

板の形状が異なります。

12インチ仕様での完成車の販売は終了致しました。
部品のみでの取り扱いになります。

2019/11/15修正E

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考	
1	X-PD04-021L-3A	12×1-3/8 ドラム車輪(樹脂タイプ)完成 タイプ3A (左)	1	本	1		ワイヤー無	
	X-PD04-021R-3A	12×1-3/8 ドラム車輪(樹脂タイプ)完成 タイプ3A (右)	1	本	1			
	X-WA28-004L-3A	12×1-3/8 ドラム車輪(樹脂タイプ)完成 タイプ3A (左) 下部着脱ワイヤー(介助用)付	1	本	1			下部ワイヤー有
	X-WA28-004R-3A	12×1-3/8 ドラム車輪(樹脂タイプ)完成 タイプ3A (右) 下部着脱ワイヤー(介助用)付	1	本	1			
	↑ AR-901介助、REM-101介助用となります。							
	X-PD04-021L-3N	12×1-3/8 ドラム車輪(樹脂タイプ)完成 タイプ3N (左)	1	本	1		ワイヤー無	
	X-PD04-021R-3N	12×1-3/8 ドラム車輪(樹脂タイプ)完成 タイプ3N (右)	1	本	1			
	X-WA28-004L-3N	12×1-3/8 ドラム車輪(樹脂タイプ)完成 タイプ3N (左) 下部着脱ワイヤー(介助用)付	1	本	1			下部ワイヤー有
X-WA28-004R-3N	12×1-3/8 ドラム車輪(樹脂タイプ)完成 タイプ3N (右) 下部着脱ワイヤー(介助用)付	1	本	1				
↑ AR-901介助、REM-101介助用となります。								
タイヤなど	X-PD03-002	12×1-3/8 タイヤのみ	1	本	2			
	X-PD03-005	12×1-3/8 チューブ+フラップセット	1	本	2		スーパーバルブセット付	
	↑ フラップが付属しますが、樹脂ホイールの場合には使用しません。							
	X-PD03-006	12×1-3/8 タイヤ+チューブ+フラップセット	1	本	2		スーパーバルブセット付	
↑ フラップが付属しますが、樹脂ホイールの場合には使用しません。								
1	X-PD07-021L-3A	16×1-3/8 ドラム車輪(樹脂タイプ)完成 タイプ3A (左)	1	本	1		ワイヤー無	
	X-PD07-021R-3A	16×1-3/8 ドラム車輪(樹脂タイプ)完成 タイプ3A (右)	1	本	1			
	X-WA28-007L-3A	16×1-3/8 ドラム車輪(樹脂タイプ)完成 タイプ3A (左) 下部着脱ワイヤー(介助用)付	1	本	1			下部ワイヤー有
	X-WA28-007R-3A	16×1-3/8 ドラム車輪(樹脂タイプ)完成 タイプ3A (右) 下部着脱ワイヤー(介助用)付	1	本	1			
	↑ AR-901介助、REM-101介助、REM-1000介助用となります。							
	X-PD07-021L-3N	16×1-3/8 ドラム車輪(樹脂タイプ)完成 タイプ3N (左)	1	本	1		ワイヤー無	
	X-PD07-021R-3N	16×1-3/8 ドラム車輪(樹脂タイプ)完成 タイプ3N (右)	1	本	1			
	X-WA28-007L-3N	16×1-3/8 ドラム車輪(樹脂タイプ)完成 タイプ3N (左) 下部着脱ワイヤー(介助用)付	1	本	1			下部ワイヤー有
X-WA28-007R-3N	16×1-3/8 ドラム車輪(樹脂タイプ)完成 タイプ3N (右) 下部着脱ワイヤー(介助用)付	1	本	1				
↑ AR-911S介助用となります。AR-901介助、REM-101介助、REM-1000介助用となります。								
タイヤなど	X-PD07-002	16×1-3/8 タイヤのみ	1	本	2			
	X-PD07-005	16×1-3/8 チューブ+スーパーバルブ セット	1	本	2		スーパーバルブセット付	
	X-PD07-006	16×1-3/8 タイヤ+チューブセット	1	本	2		スーパーバルブセット付	
注記								

機種名/品名	AR-901/911S/REM-101/1000 車輪	ページ	XTC- WA28C
--------	-----------------------------	-----	------------

2019年12月頃～
ドラムブレーキの仕様変更(互換性あり)
タイプ【3A】⇒タイプ【3N】に統合

ドラムハブ固定方法の種類

ワイヤー部

板の形状が異なります。

12インチ仕様での完成車の販売は終了致しました。
部品のみでの取り扱いになります。

機種名/品名	AR-901/911S/REM-101/1000 車輪	ページ	XTC- WA28D
--------	-----------------------------	-----	------------

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考	
2	X-PD08-021L-3N	18×1-3/8 ドラム車輪完成 タイプ3N (左)	1	本	1		ワイヤー無	
	X-PD08-021R-3N	18×1-3/8 ドラム車輪完成 タイプ3N (右)	1	本	1			
	X-WA28-008L-3N	18×1-3/8 ドラム車輪完成 タイプ3N (左) 下部着脱ワイヤー(自走用)付	1	本	1			下部ワイヤー有
	X-WA28-008R-3N	18×1-3/8 ドラム車輪完成 タイプ3N (右) 下部着脱ワイヤー(自走用)付	1	本	1			
	↑ AR-911S自走用となります。REM-1000自走用となります。							
	X-PD08-021L-3A	18×1-3/8 ドラム車輪完成 タイプ3A (左)	1	本	1		ワイヤー無	
	X-PD08-021R-3A	18×1-3/8 ドラム車輪完成 タイプ3A (右)	1	本	1			
	X-WA28-008L-3A	18×1-3/8 ドラム車輪完成 タイプ3A (左) 下部着脱ワイヤー(自走用)付	1	本	1			下部ワイヤー有
X-WA28-008R-3A	18×1-3/8 ドラム車輪完成 タイプ3A (右) 下部着脱ワイヤー(自走用)付	1	本	1				
↑ REM-1000自走用となります。								
タイヤなど	X-PD08-002	18×1-3/8 タイヤのみ	1	本	2			
	X-PD08-005	18×1-3/8 チューブ+フラップセット	1	本	2		スーパーバルブセット付	
	X-PD08-006	18×1-3/8 タイヤ+チューブ+フラップセット	1	本	2		スーパーバルブセット付	
2	X-PD10-121L-3A	20×1-3/8 ドラム車輪完成(爪間20mm) タイプ3A (左)	1	本	1		ワイヤー無	
	X-PD10-121R-3A	20×1-3/8 ドラム車輪完成(爪間20mm) タイプ3A (右)	1	本	1			
	X-WA28-010L-3A	20×1-3/8 ドラム車輪完成 タイプ3A (左) 下部着脱ワイヤー(自走用)付	1	本	1			下部ワイヤー有
	X-WA28-010R-3A	20×1-3/8 ドラム車輪完成 タイプ3A (右) 下部着脱ワイヤー(自走用)付	1	本	1			
	↑ AR-901自走、REM-101自走、REM-1000自走用となります。							
	X-PD10-121L-3N	20×1-3/8 ドラム車輪完成(爪間20mm) タイプ3N (左)	1	本	1		ワイヤー無	
	X-PD10-121R-3N	20×1-3/8 ドラム車輪完成(爪間20mm) タイプ3N (右)	1	本	1			
	X-WA28-010L-3N	20×1-3/8 ドラム車輪完成 タイプ3N (左) 下部着脱ワイヤー(自走用)付	1	本	1			下部ワイヤー有
X-WA28-010R-3N	20×1-3/8 ドラム車輪完成 タイプ3N (右) 下部着脱ワイヤー(自走用)付	1	本	1				
↑ AR-901自走、REM-101自走、REM-1000自走用となります。								
タイヤなど	X-PD10-002	20×1-3/8 タイヤのみ	1	本	2			
	X-PD10-005	20×1-3/8 チューブ+フラップセット	1	本	2		スーパーバルブセット付	
	X-PD10-006	20×1-3/8 タイヤ+チューブ+フラップセット	1	本	2		スーパーバルブセット付	
注記								

機種名/品名	AR-901/911S/REM-101/1000 車輪	ページ	XTC- WA28E
--------	-----------------------------	-----	------------

2019年12月頃～
ドラムブレーキの仕様が変更(互換性あり)
タイプ【3A】⇒タイプ【3N】に統合

ドラムハブ固定方法の種類

タイプ 3A

タイプ 3N

板の形状が異なります。

12インチ仕様での完成車の販売は終了致しました。
部品のみでの取り扱いになります。

機種名/品名	AR-901/911S/REM-101/1000 車輪	ページ	XTC- WA28F
--------	-----------------------------	-----	------------

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考	
2	X-PD12-021L-3A	22×1-3/8 ドラム車輪完成(爪間25mm) タイプ3A (左)	1 本	1			ワイヤー無	
	X-PD12-021R-3A	22×1-3/8 ドラム車輪完成(爪間25mm) タイプ3A (右)	1 本	1				
	X-WA28-012L-3A	22×1-3/8 ドラム車輪完成 タイプ3A (左) 下部着脱ワイヤー(自走行)付	1 本	1				下部ワイヤー有
	X-WA28-012R-3A	22×1-3/8 ドラム車輪完成 タイプ3A (右) 下部着脱ワイヤー(自走行)付	1 本	1				
	↑ AR-901自走、REM-101自走、REM-1000自走行用となります。							
	X-PD12-021L-3N	22×1-3/8 ドラム車輪完成(爪間25mm) タイプ3N (左)	1 本	1			ワイヤー無	
	X-PD12-021R-3N	22×1-3/8 ドラム車輪完成(爪間25mm) タイプ3N (右)	1 本	1				
	X-WA28-012L-3N	22×1-3/8 ドラム車輪完成 タイプ3N (左) 下部着脱ワイヤー(自走行)付	1 本	1			下部ワイヤー有	
X-WA28-012R-3N	22×1-3/8 ドラム車輪完成 タイプ3N (右) 下部着脱ワイヤー(自走行)付	1 本	1					
↑ AR-901自走、REM-101自走、REM-1000自走行用となります。								
タイヤなど	X-PD12-002	22×1-3/8 タイヤのみ	1 本	2				
	X-PD12-005	22×1-3/8 チューブ+フラップセット	1 本	2			スーパーバルブセット付	
	X-PD12-006	22×1-3/8 タイヤ+チューブ+フラップセット	1 本	2			スーパーバルブセット付	
2	X-PD13-021L-3A	24×1-3/8 ドラム車輪完成 タイプ3A (左)	1 本	1			ワイヤー無	
	X-PD13-021R-3A	24×1-3/8 ドラム車輪完成 タイプ3A (右)	1 本	1				
	X-WA28-013L-3A	24×1-3/8 ドラム車輪完成 タイプ3A (左) 下部着脱ワイヤー(自走行)付	1 本	1			下部ワイヤー有	
	X-WA28-013R-3A	24×1-3/8 ドラム車輪完成 タイプ3A (右) 下部着脱ワイヤー(自走行)付	1 本	1				
	↑ AR-901自走、REM-101自走行用となります。							
	X-PD13-021L-3N	24×1-3/8 ドラム車輪完成 タイプ3N (左)	1 本	1			ワイヤー無	
	X-PD13-021R-3N	24×1-3/8 ドラム車輪完成 タイプ3N (右)	1 本	1				
	X-WA28-013L-3N	24×1-3/8 ドラム車輪完成 タイプ3N (左) 下部着脱ワイヤー(自走行)付	1 本	1			下部ワイヤー有	
X-WA28-013R-3N	24×1-3/8 ドラム車輪完成 タイプ3N (右) 下部着脱ワイヤー(自走行)付	1 本	1					
↑ AR-901自走、REM-101自走行用となります。								
タイヤなど	X-PD13-002	24×1-3/8 タイヤのみ	1 本	2				
	X-PD13-005	24×1-3/8 チューブ+フラップセット	1 本	2			スーパーバルブセット付	
	X-PD13-006	24×1-3/8 タイヤ+チューブ+フラップセット	1 本	2			スーパーバルブセット付	
3	X-PD01-008	ドラム(タイプ 3A)用固定金具セット	1 個	2			3A、3N共用です。	
5	X-WA28-005	制動用ブレーキ上部着脱ワイヤー	1 本	2				
6	X-WA28-006	ワイヤー着脱ケース	1 個	2				
7	X-WA28-007	制動用ブレーキ下部着脱ワイヤー(自走行)	1 本	2				
	X-WA28-017	制動用ブレーキ下部着脱ワイヤー(介助用)	1 本	2				
注記								