



2020/10/30修正C

機種名／品名		SL用 押手／背折れ金具部				ページ	XTC- WA37B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-PA06-003	背折れ金具クッションゴム Aタイプ	1 個	2			
2	X-WA37-002	SL用 背折れ金具支点ボルトセット(Aタイプ)	1 本	2			
3	---	SL用背折れピン受け段付きカラー	---	---			取付不可
4	X-PA01-004	DXグリップ ↑ 接着剤で取付けていただく事を推奨しております。	1 本	2			
5	X-PA06-002R	背折れ金具(SUS)上部(右)	1 個	1			
	X-PA06-002L	背折れ金具(SUS)上部(左)	1 個	1			
6	X-WA37-006	SL用 背折れ金具(SUS) 支点ボルトセット	1 本	2			
7	X-WA37-007	SL用 背折れ金具板パネ(Bタイプ) ↑ リベットが付属します。	1 個	2			
8	X-PA06-006	背折れ金具(SUS)上部固定ボルト【A】(2本セット) ↑ M5×28丸皿ボルト、M5SW、M5袋ナットのセット	1 個	2			2本セット
9	X-WA37-009	× 背折れ金具(SUS)上部段付きパイプカラー(φ22×1.25用)	1 個	2			⑮と一体部品
10	X-PA01-003	スリットグリップ	1 本	2			
11	X-PB04-001L	制動用ブレーキレバー【Aタイプ】(左)	1 個	1			「APSE」ロゴ
	X-PB04-001R	制動用ブレーキレバー【Aタイプ】(右)	1 個	1			
12	X-PB04-004	レバー用セーフティーキャップ	1 個	2			左右共通
13	X-PA04-001	標準ワイヤー No. 1	1 本	2			MW-SL11B用
	X-PA04-003	標準ワイヤー No. 3	1 本	2			MW-SL21B用
	X-PA04-004	標準ワイヤー No. 4	1 本	2			MW-SL41B用
	X-PA04-005	標準ワイヤー No. 5	1 本	2			MW-SL31B、SL5B用
	X-PA04-006	標準ワイヤー No. 6	1 本	2			MW-SL6B用
14	X-WA37-014L	SL用 押手パイプ【Aタイプ】(左)	1 本	1			④DXグリップ付
	X-WA37-014R	SL用 押手パイプ【Aタイプ】(右)	1 本	1			
15	X-WA37-015	SL用 押手パイプ【Bタイプ】 ↑ 【Bタイプ】は左右共通です。	1 本	2			⑩スリットグリップ付
注記							