



2019/10/15修正A

機種名／品名	SAシリーズ 押手				ページ	XTC- WA53B	
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WA53-001	SA用 背折れ金具クッションゴム(Cタイプ)	1	個	2		グレー
2	X-WA53-002	SA用 背折れ金具(SUS) 支点ボルトセット	1	本	2		
3	X-PA06-002R	背折れ金具(SUS)上部(右)	1	個	1		黒レバー
	X-PA06-002L	背折れ金具(SUS)上部(左)	1	個	1		
	X-PA06-012R	背折れ金具(SUS)上部(右) (橙)	1	個	1		オレンジレバー
	X-PA06-012L	背折れ金具(SUS)上部(左) (橙)	1	個	1		
4	X-PA01-004	DXグリップ	1	本	2		
		↑ 接着剤で取付けていただく事を推奨しております。					
5	X-PA06-006	背折れ金具(SUS)上部固定ボルト【A】(2本セット)	1	個	2		2本セット
		↑ M5×28丸皿ボルト、M5SW、M5袋ナットのセット					
6	X-WA53-006	旧SA用 背折れ金具(SUS) 支点ボルトセット	1	本	2		
7	X-WA53-007	旧SA用 背折れ金具板【Bタイプ】	1	個	2		
		↑ リベットが付属します。					
10	X-PA01-003	スリットグリップ	1	本	2		
		↑ 接着剤で取付けていただく事を推奨しております。					
12	X-PB04-001L	制動用ブレーキレバー【Aタイプ】(左)	1	個	1		「APSE」ロゴ
	X-PB04-001R	制動用ブレーキレバー【Aタイプ】(右)	1	個	1		
13	X-PB04-004	レバー用セーフティーキャップ	1	個	2		左右共通し
14	X-PA04-001	標準ワイヤー No. 1	1	本	2		
		↑ SA-100B/110B/101B/111B用となります。					
	X-PA04-004	標準ワイヤー No. 4	1	本	2		
		↑ SA-200B/210B/201B/211B用となります。					
15	X-WA53-015	SA用 押手パイプ【Cタイプ】	1	本	2		④DXグリップ付
16	X-WA53-016	旧SA用 押手パイプ【Bタイプ】	1	本	2		⑩スリットグリップ付
注記							