



機種名/品名		REM-1,2 キャスタ / REM-7,8,9,10 転倒防止	ページ	XTC- WA74B			
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-PC12-364	シャフト式 6インチアジャスタブルキャスト(フォーク穴位置d)	1	個	2		標準設定
		↑ 前座高440mm設定の場合 (6インチ、アジャスタブルフォーク穴位置【d】)					
	X-PC12-()	シャフト式 【 】インチアジャスタブルキャスト(フォーク穴位置【 】)	1	個	2		
		↑ キャスタサイズ、キャスト固定位置をご指定下さい。他サイズの詳細はページ【PC12】をご参照ください。					
キャスト輪	X-PC03-022	6インチソリッドキャスト輪(ボルト付セット)	1	個	2		ボルト、カラー付
	X-PC02-022	5インチソリッドキャスト輪(ボルト付セット)	1	個	2		ボルト、カラー付
	X-PC04-022	7インチソリッドキャスト輪(ボルト付セット)	1	個	2		ボルト:M6×67mm
	X-PC03-032	6インチソリッドキャスト輪(アジャスタブル用ボルト付セット)	1	個	2		ボルト、カラー付
	X-PC02-032	5インチソリッドキャスト輪(アジャスタブル用ボルト付セット)	1	個	2		ボルト、カラー付
	X-PC04-032	7インチソリッドキャスト輪(アジャスタブル用ボルト付セット)	1	個	2		ボルト:M6×67mm
		↑ 7インチは標準が M6×67mmのため、アジャスタブルの指定は必要ありません。					
2	X-WA74-002	REM-1/2用 キャスタ固定部品セット	1	個	1		
3	X-WA74-003L	X-REM-7/8/9/10用 転倒防止完成(左)	1	本	1		販売終了
	X-WA74-003R	X-REM-7/8/9/10用 転倒防止完成(右)	1	本	1		販売終了
	X-WA74-003	REM-7/8/9/10用 転倒防止完成(左)(右)セット	1	個	1		
		↑ 左右セットの販売のみです。					
4	X-WA74-004	REM-7/8/9/10用 転倒防止キャストコマセット	1	個	2		
5	X-PA03-019	M6×15 ノブボルト	1	個	2		転倒防止固定用
注記							

2020/5/21修正B