



2020/1/28修正D

機種名／品名		REM-101 押手／制動用ブレーキワイヤー			ページ	XTC- WA82B			
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考		
1	---	背折れ金具(SUS)下部	---	---	---	---	設定無		
2	X-PA06-002R	背折れ金具(SUS)上部(右)	1	個	1				
	X-PA06-002L	背折れ金具(SUS)上部(左)	1	個	1				
3	X-PA06-003	背折れ金具クッションゴム Aタイプ	1	個	2				
4	X-PA06-004	背折れ金具(SUS)用 支点ボルトセット	1	本	2				
5	X-PA06-005R	背折れ金具(SUS)(右)	1	個	1				
	X-PA06-005L	背折れ金具(SUS)(左)	1	個	1				
6	X-PA06-008	背折れ金具(SUS)上部固定ボルト[E](2本セット)	1	個	2		2本セット		
7	X-PA06-007	背折れ金具(SUS)下部固定ボルト[C](2本セット)	1	個	2		2本セット		
8	X-WA82-008L	REM-101用 押手パイプ(左)	1	本	2		⑨DXグリップ付		
	X-WA82-008R	REM-101用 押手パイプ(右)	1	本	2				
9	X-PA01-004	DXグリップ	1	本	2		接着剤必要		
	↑ 接着剤で取付けていただく事を推奨しております。								
10	X-PB04-002L	X 制動用ブレーキレバー【Bタイプ】(左)	1	個	1		「LEECHI」ロゴ 販売終了		
	X-PB04-002R	X 制動用ブレーキレバー【Bタイプ】(右)	1	個	1				
	X-PB04-001L	制動用ブレーキレバー【Aタイプ】(左)	1	個	1		「APSE」ロゴ		
	X-PB04-001R	制動用ブレーキレバー【Aタイプ】(右)	1	個	1				
↑ 2015年4月頃まで【Bタイプ】LEECHロゴ。現在は【Aタイプ】APSEロゴに統一しています。									
11	X-PB04-004	レバー用セーフティーキャップ	1	個	2		左右無し		
13	X-WA28-005	制動用ブレーキ上部着脱ワイヤー	1	本	2				
14	X-WA28-006	ワイヤー着脱ケース	1	個	2				
15	X-WA28-007	制動用ブレーキ下部着脱ワイヤー (自走用)	1	本	2				
	X-WA28-017	制動用ブレーキ下部着脱ワイヤー (介助用)	1	本	2				

着脱ワイヤー (上部) 自走／介助 共通		
着脱ワイヤー (下部) 自走用		
着脱ワイヤー (下部) 介助用		