



2020/3/26修正D

機種名／品名		REM-1000 フレーム / キャスタ部			ページ	XTC- WA92B		
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考	
1	---	REM-1000本体フレーム	---	---	---	---		
4	X-WA92-004L	REM-1000用 自走ブレーキステーセット(左)	1	個	2			
	X-WA92-004R	REM-1000用 自走ブレーキステーセット(右)	1	個	2			
	X-WA92-024L	REM-1000用 介助ブレーキステーセット(左)	1	個	2			
	X-WA92-024R	REM-1000用 介助ブレーキステーセット(右)	1	個	2			
5	X-PG01-018L	X-REM-1000専用本体側樹脂一体型スイングアウトユニット【A】(左)	1	個	1		販売終了	
	X-PG01-018R	X-REM-1000専用本体側樹脂一体型スイングアウトユニット【A】(右)	1	個	1			
6	X-PG01-013	↑ ⑩固定ボルト、⑪コの字金具セット(ロングB)が付属します。	4	個	2		販売終了	
		↑ 六角穴付き止めボルト、ナットが付属します。R付ワッシャーが付属します(ただし、自走の場合は使用しません)。						
7	X-PA01-102	7分用中栓	1	個	2			
8	X-WA92-008	REM-1000用 前側エクスサポートセット	1	個	2			
9	X-PA03-001	φ22用 回転式スナップピン【e-Pin】(黒)	1	個	4			
10	X-WA92-010	REM-1000用 フレーム奥行調整ボルト(2本セット)	1	個	2		2本セット	
11	X-WA92-011	REM-1000用 後側エクスサポートセット	1	個	2		リベット付	
	X-WA92-012	X-REM-1000用 跳ね上げ肘掛 本体後方受側ユニットセット	1	個	2		X-WA26-008に統一	
12	X-WA26-008	AR/REM跳ね上げ用 本体後方受側ユニットセット	1	個	2		リベット付	
	X-PA01-102	7分用中栓	1	個	2			
14	X-PA01-014	ティッピングキャップ	1	個	2			
		↑ φ22mmにも使用可能です。ただし、はめあいはきついです。						
15	X-WA92-015	REM-1000自走用 アジャスタブルプレートセット	1	個	2		左右共通	
	X-PC12-364	シャフト式 6インチアジャスタブルキャスト(フォーク穴位置d)	1	個	2		標準設定	
	X-PC12-()	↑ 前座高420mm設定の場合 (6インチ、アジャスタブルフォーク穴位置【d】) シャフト式【 】インチアジャスタブルキャスト(フォーク穴位置【 】)	1	個	2			
17	X-WA92-017	キャスト固定部品 Dセット(REM-1000専用)	1	個	2			
18	X-WA92-018L	REM-1000用 キャスタブラケットセット(ボルト付)(左)	1	個	1			
	X-WA92-018R	REM-1000用 キャスタブラケットセット(ボルト付)(右)	1	個	1			
20	X-PG01-014L	φ22用 本体側樹脂一体型スイングアウトユニット【C】(左)	1	個	1			
	X-PG01-014R	φ22用 本体側樹脂一体型スイングアウトユニット【C】(右)	1	個	1			
		↑ 固定ボルト、コの字金具を含んだセットです。						
注記								