



2020/1/28修正E

機種名／品名		REM-1000 押手／制動用ブレーキワイヤー			ページ	XTC- WA94B		
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考	
1	---	背折れ金具(SUS)下部	---	---	---	---	設定無	
2	X-PA06-002R	背折れ金具(SUS)上部(右)	1	個	1			
	X-PA06-002L	背折れ金具(SUS)上部(左)	1	個	1			
3	X-PA06-003	背折れ金具クッションゴム Aタイプ	1	個	2			
4	X-PA06-004	背折れ金具(SUS)用 支点ボルトセット	1	本	2			
5	X-PA06-005R	背折れ金具(SUS)(右)	1	個	1			
	X-PA06-005L	背折れ金具(SUS)(左)	1	個	1			
6	X-WA94-006	背折れ金具(SUS)上部固定ボルト(REM-1000用)(2本セット)	1	個	2		2本セット	
7	X-PA06-007	背折れ金具(SUS)下部固定ボルト【C】(2本セット)	1	個	2		2本セット	
8	X-WA94-008L	REM-1000用 バックサポート下部セット(左)	1	個	1			
	X-WA94-008R	REM-1000用 バックサポート下部セット(右)	1	個	1			
9	X-WA94-009L	REM-1000用 バックサポート上部セット(左)	1	個	1			
	X-WA94-009R	REM-1000用 バックサポート上部セット(右)	1	個	1			
10	X-WA94-010	REM-1000用 クイックレバー	1	個	2			
11	X-PA01-102	7分用中栓	1	個	2			
12	X-WA94-012	REM-1000用 上下押手パイプ完成	1	本	2		DXグリップ付	
13	X-WA94-013	REM-1000用 上下押手ストッパーボルト	1	個	2			
14	X-PA01-102	7分用中栓	1	個	2		φ22mm×t=1.2用	
15	X-PA01-004	DXグリップ	1	本	2		接着剤必要	
		↑ 接着剤で取付けていただく事を推奨しております。						
16	X-PB04-002L	X 制動用ブレーキレバー【Bタイプ】(左)	1	個	1		「LEECHI」ロゴ 販売終了	
	X-PB04-002R	X 制動用ブレーキレバー【Bタイプ】(右)	1	個	1			
	X-PB04-001L	制動用ブレーキレバー【Aタイプ】(左)	1	個	1		「APSE」ロゴ	
	X-PB04-001R	制動用ブレーキレバー【Aタイプ】(右)	1	個	1			
		↑ 2015年4月頃まで【Bタイプ】LEECHロゴ。現在は【Aタイプ】APSEロゴに統一しています。						
17	X-PB04-004	レバー用セーフティーキャップ	1	個	2		左右共通	
18	X-WA28-005	制動用ブレーキ上部着脱ワイヤー	1	個	2			
19	X-WA28-006	ワイヤー着脱ケース	1	個	2			
20	X-WA28-007	制動用ブレーキ下部着脱ワイヤー (自走用)	1	本	2			
	X-WA28-017	制動用ブレーキ下部着脱ワイヤー (介助用)	1	本	2			
		↑ 長さ等の詳細はAR-901/911S/REM-101/1000 車輪のページ【WA28】をご参照ください。						
注記								