



2020/1/28修正D

機種名/品名		REM-1000 跳ね上げ高さ調整 アームサポート			ページ	XTC- WA96B		
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考	
1	X-WA96-001L	REM-1000用 跳ね上げ高さ調整アームサポートパイプ(左)	1	本	1			
	X-WA96-001R	REM-1000用 跳ね上げ高さ調整アームサポートパイプ(右)	1	本	1			
2	X-WA24-002L	AR/REM跳ね上げ高さ調整アームサポート用 側板(左)	1	枚	1			
	X-WA24-002R	AR/REM跳ね上げ高さ調整アームサポート用 側板(右)	1	枚	1			
3	X-WA23-003	AR/REM跳ね上げ用 前側ロックユニット(E)	1	個	2			
		↑ リベットおよび、④、⑥のボルトが付属します。						
4	X-WA23-004	AR/REM跳ね上げ用 前側ロックユニット(E)用固定ボルト	1	本	2		ナット付	
		↑ ④のボルト、ナットが付属します。						
5	X-WA23-005L	AR/REM跳ね上げ用 後側着脱ユニット(G)セット(左)	1	個	1			
		X-WA23-005R	AR/REM跳ね上げ用 後側着脱ユニット(G)セット(右)	1	個	1		
6	X-WA23-006	↑ 組付けた状態となります。リベットおよび、⑥のボルトが付属します。						
		AR/REM跳ね上げ用 後側着脱ユニット(G)用固定ボルト	1	本	2		ナット付	
7	X-WA24-007	AR/REM用 肘掛上下ユニット(D)セット	1	個	2		左右共通	
		↑ 組付けた状態となります。リベットおよび、⑥のボルトが付属します。						
8	X-WA96-008L	REM-1000用 高さ調整肘掛セット(左)	1	個	1			
		X-WA96-008R	REM-1000用 高さ調整肘掛セット(右)	1	個	1		
10	X-WA24-010	AR/REM跳ね上げ高さ調整アームサポート用 側板ゴム栓	1	個	4			
		↑ 専用R付ワッシャーが付属します。						
11	X-WA96-011L	REM-1000跳ね上げ用 本体前側ロックユニット(F)セット(左)	1	個	1			
		X-WA96-011R	REM-1000跳ね上げ用 本体前側ロックユニット(F)セット(右)	1	個	1		
12	X-WA26-006	AR/REM跳ね上げ用 本体後側ロックユニット(H)セット	1	個	1			
		↑ 専用R付ワッシャーが付属します。						
13	X-WA96-013L	REM-1000用 高さ調整肘掛上下パイプ(左)	1	本	2			
		X-WA96-013R	REM-1000用 高さ調整肘掛上下パイプ(右)	1	本	2		
14	X-PA02-004L	DXアームサポートパッド(左)	1	本	1			
		X-PA02-004R	DXアームサポートパッド(右)	1	本	1		
15	X-PA01-101	↑ 固定用ボルトが付属します。						
		6分用中栓	1	個	4			
16	X-WA24-016	高さ調整肘掛上下パイプ用下部楕円キャップ	1	個	2			
		↑ 専用R付ワッシャーが付属します。						
18	X-WA96-018L	REM-1000用 跳ね上げ高さ調整アームサポート完成(左)	1	個	1			
		X-WA96-018R	REM-1000用 跳ね上げ高さ調整アームサポート完成(右)	1	個	1		
注記								