



機種名／品名		MYシリーズ 押手				ページ	XTC- WB24B	
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考	
1	---	背折れ金具(SUS)下部	---	---	---	---	設定無	
2	X-PA06-002R	背折れ金具(SUS)上部(右)	1	個	1			
	X-PA06-002L	背折れ金具(SUS)上部(左)	1	個	1			
3	X-PA06-003	背折れ金具クッションゴム Aタイプ	1	個	2			
4	X-PA06-004	背折れ金具(SUS)用 支点ボルトセット	1	本	2			
5	X-PA06-005R	背折れ金具(SUS)(右)	1	個	1			
	X-PA06-005L	背折れ金具(SUS)(左)	1	個	1			
6	X-WB24-006	MY用 背折れ金具(SUS)上部固定ボルト【MY】(2本セット)	1	個	2		黒、2本セット	
8	X-WB24-008R	MY用 押手パイプ(右)	1	本	2		⑩スリットグリップ付	
	X-WB24-008L	MY用 押手パイプ(左)	1	本	2			
10	X-PA01-003	スリットグリップ	1	本	2		接着剤必要	
		↑ 接着剤で取付けていただく事を推奨しております。						
11	X-PB04-001L	制動用ブレーキレバー【Aタイプ】(左)	1	個	1		「APSE」ロゴ	
	X-PB04-001R	制動用ブレーキレバー【Aタイプ】(右)	1	個	1			
13	X-PB04-004	レバー用セーフティーキャップ	1	個	2		左右共通	
14	X-WB24-014	MY用 背折れ金具(SUS)下部固定ボルト【MY】(2本セット)	1	個	2		黒、2本セット	
15	X-WB24-015	MY-1専用 ワイヤー	1	本	2			
	X-WB24-016	MY-2専用 ワイヤー	1	本	2			
注記								