



キャスト/ブレーキは、2010年11月頃から仕様が変わっております。

2020/1/28修正E

機種名/品名		MYシリーズ キャスタ/ブレーキ				ページ	XTC- WB27B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WB27-001	シャフト式 6インチスーパーアジャスタブルキャスト	1	個	2		
2	X-WB27-002	MY用 キャスタ固定部品セット	1	個	2		
3	X-PC11-003	シャフト式 アジャスタブルフォーク	1	個	2		
4	X-PC06-022	6インチスーパーキャスト輪(ボルト付セット) ↑ ボルト1本、ナット1個、カラー2個付	1	個	2		
5	X-WB27-005	X-スーパーキャスト輪アジャスタブル用ボルトセット ↑ ボルト1本(M6×67)、ナット1個	4	本	2		販売終了
6	X-PC06-019	6インチスーパーキャスト輪用カラー(2個セット)	4	個	2		販売終了
7	X-PC01-023	キャスト輪用ベアリング ↑ 一輪に2個必要です。	1	個	4		608ZZ
9	X-WB27-009	パッキン式 6インチスーパーアジャスタブルキャスト	1	個	2		旧仕様
11	X-WB27-011L	MY用 ミニタックルブレーキセット(ブロック、プレート付)(左)	1	個	1		
	X-WB27-011R	MY用 ミニタックルブレーキセット(ブロック、プレート付)(右)	1	個	1		
12	X-WB27-012L	MY用 ミニタックルブレーキ(左)	1	個	1		
	X-WB27-012R	MY用 ミニタックルブレーキ(右) ↑ カラー:黒、⑬ にぎりゴム(オレンジ)付	1	個	1		
13	X-PB02-024	ミニタックルブレーキ用にぎりゴム(オレンジ)	1	個	1		
14	X-WB27-014L	MY用 ミニタックルブレーキ取付部品セット(左)	1	個	1		ブロック、プレート
	X-WB27-014R	MY用 ミニタックルブレーキ取付部品セット(右)	1	個	1		
16	X-WB27-015L	旧MY用 ミニタックルブレーキセット(ブロック付)(左)	1	個	1		旧仕様
	X-WB27-015R	旧MY用 ミニタックルブレーキセット(ブロック付)(右)	1	個	1		
注記							