


2019/7/22修正E

機種名/品名		NEXT-60B 車いす			ページ	XTC- WC08B			
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考		
1	---	本体フレーム	---	---	---	---			
2	X-WC14-001L	NEXT低床跳ね上げ高さ調整用 アームサポート完成(左)	1	個	1				
	X-WC14-001R	NEXT低床跳ね上げ高さ調整用 アームサポート完成(右)	1	個	1				
3	X-WC07-003L	NEXT-50/60用 スイングアウト完成(左) フットサポート(L)付	1	個	1		座幅: 400、420		
	X-WC07-003R	NEXT-50/60用 スイングアウト完成(右) フットサポート(L)付	1	個	1		⑬レッグベルト付		
	X-WC07-013L	NEXT-50/60用 スイングアウト完成(左) フットサポート(M)付	1	個	1		座幅: 380		
	X-WC07-013R	NEXT-50/60用 スイングアウト完成(右) フットサポート(M)付	1	個	1		⑬レッグベルト付		
4	X-WC37-008	NEXT用 6インチPUショートアジャスタブルキャスタセット	1	個	2				
キャスタ輪	X-WC37-010	NEXT用 6インチPUキャスタ輪セット	1	個	2				
5	X-WC37-002	キャスタケースキャップ【N】	1	個	2				
6	X-WC38-001L	NEXT用 ミニタックルブレーキセット(左)	1	個	1		ボルト付		
	X-WC38-001R	NEXT用 ミニタックルブレーキセット(右)	1	個	1				
7	X-WC38-007L	NEXT用 ミニタックル調整プレート(Cタイプ)(左)	1	個	1		ボルト付		
	X-WC38-007R	NEXT用 ミニタックル調整プレート(Cタイプ)(右)	1	個	1		プレートシルバー		
8	X-WC32-001L	NEXT用 16×1-3/8軽量ドラム車輪セット(左)	1	本	1		ワイヤー無		
	X-WC32-001R	NEXT用 16×1-3/8軽量ドラム車輪セット(右)	1	本	1				
	X-WC02-003L	NEXT用 16×1-3/8軽量ドラム車輪セット(左) ワイヤーNX03付	1	本	1		ワイヤー有		
	X-WC02-003R	NEXT用 16×1-3/8軽量ドラム車輪セット(右) ワイヤーNX03付	1	本	1				
		↑ 標準はエアータイヤ仕様となります。							
タイヤ など	X-PD07-002	16×1-3/8 タイヤのみ	1	本	2				
	X-PD07-005	16×1-3/8 チューブ+スーパーバルブ セット	1	本	2		スーパーバルブセット付		
	X-PD07-006	16×1-3/8 タイヤ+チューブセット	1	本	2		スーパーバルブセット付		
	X-WC35-008	NEXTブレーキワイヤー NX03	1	本	2				
9	X-PA01-007	NEXTグリップ	1	本	2		接着剤必要		
10	X-PA01-101	6分用中栓	1	個	2				
注記									



③

機種名／品名		NEXT-60B 車いす				ページ	XTC- WC08D
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
11	X-WC01-020-40000	NEXT低床用 座ベースシートセット(芯金・シートビス付) 400幅	1 枚	1			
12	X-WC01-013-00000	NEXT用 背張り調整シート	1 枚	1			
13	X-WC03-012L	NEXTスイング用 レッグベルト(左)	1 本	1			
	X-WC03-012R	NEXTスイング用 レッグベルト(右)	1 本	1			
14	X-WC03-013-40F01	NEXT用 座立体クッション 400幅 F-1	1 枚	1			
	X-WC03-013-40F02	NEXT用 座立体クッション 400幅 F-2	1 枚	1			
	X-WC03-013-40F03	NEXT用 座立体クッション 400幅 F-3	1 枚	1			
	X-WC03-013-40F04	NEXT用 座立体クッション 400幅 F-4	1 枚	1			
15	X-WC01-016-40F01	NEXT用 背カバーシート F-1	1 枚	1			
	X-WC01-016-40F02	NEXT用 背カバーシート F-2	1 枚	1			
	X-WC01-016-40F03	NEXT用 背カバーシート F-3	1 枚	1			
	X-WC01-016-40F04	NEXT用 背カバーシート F-4	1 枚	1			
16	X-WC01-017	NEXT用 後付ポケット	1 枚	1			
18	X-WC01-018	NEXT用 ワイヤホルダー(2個セット)	1 個	1			2個セット
シート セット	X-WC03-019-40F01	NEXT用 立体クッション・カバーシートセット(ポケット付) 400幅 F-1	1 個	1			⑭、⑮、⑯のセット
	X-WC03-019-40F02	NEXT用 立体クッション・カバーシートセット(ポケット付) 400幅 F-2	1 個	1			
	X-WC03-019-40F03	NEXT用 立体クッション・カバーシートセット(ポケット付) 400幅 F-3	1 個	1			
	X-WC03-019-40F04	NEXT用 立体クッション・カバーシートセット(ポケット付) 400幅 F-4	1 個	1			
20	X-WC37-014	NEXT用 キャスタブロックカラー	1 個	2			
注記							